



SCHEDA TECNICA

Codice articolo	671
Denominazione	EXTRA ERGOLIFT – Sedia sali/scendiscale motorizzata
Dimensioni [mm]	Lunghezza 840 ÷ 1500
	Larghezza 550
	Altezza 1040 ÷ 1630
	Altezza chiusa 1040
	Spessore chiusa 290
	Altezza seduta 500
Peso [kg]	32
Portata max [kg]	230
Materiali utilizzati	Lega Al, ABS
Ruote	n°2 Ø200 mm (fisse) n°2 Ø125 mm (girevoli c/freno)
Alimentazione	Motore: batteria Li-ion 28V 5 Ah
	Console: n°2 batterie tipo AA 1,5V
Tempo di ricarica	max 1h
Destinazione d'uso	Trasporto manuale o elettroassistito, in posizione seduta, di pazienti con patologie compatibili, temporaneamente o permanentemente inabili. Il prodotto NON è idoneo a essere utilizzato all'interno di mezzi di soccorso con il paziente sopra
Conformità	MDR 2017/745 - DM di Classe I Certificato UNI EN 1789
Classificazione Nazionale Dispositivi Medici	RDM 1377755
	CND Y123099



2309

Tutti i diritti sono riservati a Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Variazioni di immagini o di contenuto possono essere apportate senza obbligo di preavviso. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questo documento. Le immagini utilizzate in questo documento sono solamente a scopo illustrativo.

Me.Ber. s.r.l. Unipersonale

Strada Langhirano, 270
43124 Fontanini (Parma) Italy
Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 | e-mail:
info@meber.it