



SCHEDA TECNICA

Codice articolo	679	
Denominazione	"EXTRA LITE ZENA" Sedia portantina stretta, 4 ruote, pieghevole, pedana, braccioli e pianali in alluminio	
Dimensioni [mm]	Lunghezza min	650
	Lunghezza max	1220
	Larghezza	470 (leve post. chiuse) 500 (leve post. aperte)
	Altezza	1024
	Spessore ripiegata	290
	Altezza seduta	560
Materiali utilizzati	Leghe Al	
Ruote	n°2 Ø200 mm (fisse) n°4 Ø125 mm (piroettanti)	
Peso [kg]	13	
Portata max [kg]	230	
Destinazione d'uso	Trasporto manuale, in posizione seduta, di pazienti con patologie compatibili, temporaneamente o permanentemente inabili	
Conformità	Direttiva 93/42/CEE - DM di Classe I	
Classificazione	RDM	1971632
Nazionale Dispositivi Medici	CND	Vo802



2007

Tutti i diritti sono riservati a Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Variazioni di immagini o di contenuto possono essere apportate senza obbligo di preavviso. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questo documento. Le immagini utilizzate in questo documento sono solamente a scopo illustrativo.

Me.Ber. s.r.l. Unipersonale

Strada Langhirano, 270
43124 Fontanini (Parma) Italy
Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 | e-mail: info@meber.it