

MEBERT⁺



MERCURY CINQUE 5

SELF LOADING FIVE LEVELS STRETCHER



Barella autocaricante a 5 altezze
5 levels self-loading stretcher

MEBER

MERCURY CINQUE 5
SELF-LOADING FIVE LEVELS STRETCHER

CINQUE 5

CI SONO COSE CHE
NON POTETE FARE.
CON LE ALTRE
BARELLE.

Codice - Article Code
7075/4RG PROOF

PERCHÉ CINQUE ALTEZZE?



Massima altezza

1

LIVELLO DI CARICO

Caricamento sul mezzo, movimentazione a terra, trasferimento finale in Pronto Soccorso o sala operatoria, trattamento o triage sul campo.



Recupero alto

2

POSIZIONE ALTA

Adatta come posizione di riposo. Altezza ideale per la collocazione del paziente spinalizzato.



Letto alto

3

INTERMEDIA

Altezza tipica di un letto di uso ospedaliero o altezza idonea a far sedere il paziente deambulante. Altezza ideale per la traslazione da barella a sedia e viceversa.



Letto o divano di casa

4

POSIZIONE BASSA

Altezza tipica di un divano o di un letto di un'abitazione. Questa altezza permette una facile traslazione del paziente collaborante e semplifica il passaggio via barella.



Recupero a terra

5

POSIZIONE BASE

A soli 30cm dal terreno permette tutte le operazioni di carico convenzionali garantendo portata di 250kg



Certificazione 10g a norma
UNI EN-1865/UNI EN-1789

PERCHÉ UNA CINQUE ALTEZZE ME.BER.?

ESPERIENZA



Conosciamo il mondo del soccorso perché è da 30 anni che ne facciamo parte al fianco di operatori e strutture sanitarie. I nostri prodotti sono il frutto di un processo unico di ideazione e continuo perfezionamento.

**ACCEDERE
E MANOVRARE
IN SPAZI STRETTI.
UNA SFIDA PER OGNI
BARELLA.**




**CARRELLO ANTERIORE
ABBATTIBILE. QUESTO
FA LA DIFFERENZA.**

**ACCEDERE
E MANOVRARE
IN SPAZI STRETTI.
UNA SFIDA PER OGNI
BARELLA.**



-300mm



**CARRELLO ANTERIORE
ABBATTIBILE. QUESTO
FA LA DIFFERENZA.**



**5 PAROLE
CHIAVE PER
L'ECCCELLENZA**

5 PAROLE CHIAVE PER L'ECCCELLENZA

SAFETY**1****SAFE-FRAME**

Mercury Cinque adotta la filosofia costruttiva Me.Ber. Safe Frame che consiste in un telaio unico. Grazie a questo importante accorgimento la struttura è estremamente rigida e sicura e non è soggetta ad indebolimenti.

SIMPLE**2****SEMPLICE**

Tutti i comandi sono stati ripensati per essere facili da individuare e permettere un apprendimento estremamente rapido.

SMART**3****INTELLIGENTE**

Soluzioni come le rotelle per lo scarico del peso di caricamento, i comandi, le sicure e molti altri accorgimenti rappresentano una risposta intelligente alle esigenze di praticità del soccorso.

STEP LOAD**4****SOLLEVAMENTO
A STEP**

Grazie alle 5 altezze è possibile praticare un sollevamento a più riprese intervallando posizioni di riposo.

STURDY**5****SOLIDA &
AFFIDABILE**

La massima portata di 250kg su tutti e 5 i livelli è resa possibile da materiali di alto livello e soluzioni ingegneristiche d'avanguardia.

250KG
MASSIMA PORTATA SU
TUTTE LE 5 ALTEZZE



5 PAROLE CHIAVE PER L'ECCCELLENZA



SAFETY

1

SAFE-FRAME



Mercury Cinque adotta la filosofia

www.meber.it/mercurycinque

SIMPLE

2

SEMPLICE

Tutti i comandi sono stati
ripensati per essere facili da

SMART

3

INTELLIGENTE

Soluzioni come le rotelle per lo
scarico del peso di caricamento

STEP LOAD

4

SOLLEVAMENTO
A STEP

Grazie alle 5 altezze è possibile
praticare un sollevamento a più

STURDY

5

SOLIDA &
AFFIDABILE

La massima portata di 250kg su
tutti e 5 i livelli è resa possibile da



PENSATA PER GLI OPERATORI SICURA PER I PAZIENTI IDEALE PER LE ASSOCIAZIONI

Sicurezza attiva


MOLLA A GAS CENTRALE

La potente molla a gas centrale assicura che le gambe anteriori si aprano in ogni situazione, con e senza il paziente caricato.

CARICAMENTO SEMPLIFICATO

Mercury è dotata di accorgimenti che semplificano il caricamento allo scopo di rendere l'operazione più leggera dal punto di vista fisico e più sicura per pazienti ed operatori.

FACILE DA SANIFICARE



Materiali e forme pensate per essere facilmente sanificate con Sanimeb o altri sistemi dopo l'utilizzo



Sistema di biocontenimento [Opzionale]

Emergenza cross-infections



**STRESS TEST 10G
INTERNI SU TUTTI
I PRODOTTI**




GBox Unità di test 10G

Art. 955 PROOF



Sistema di
fissaggio 10g




**SICUREZZA PER
PAZIENTI
E OPERATORI**

**ME.BER. È STATO IL
PRIMO PRODUTTORE A
CERTIFICARE I PROPRI
PRODOTTI ALLE RIGIDE
NORMATIVE 10G**

Ergonomia
contro il mal di
schiena.



Ruote da 200mm per
superare ogni asperità.



SICUREZZA PER PAZIENTI E OPERATORI

4RG

4 ruote girevoli
per manovrare
sempre in
sicurezza.



Decorazioni
catarifrangenti.

ME.BER. È STATO IL
PRIMO PRODUTTORE A
CERTIFICARE I PROPRI
PRODOTTI ALLE RIGIDE
NORMATIVE 10G



ACCESSORI



Article Code
12080

MBP pianale bariatrico
largo per barelle
autocaricanti



Article Code
7015

Materasso per pianale
bariatrico MBP



Article Code
12154

"Bear Pods" sistema di
contenimento per obesi
per barelle autocaricanti



Article Code
12080-001

Kit per l'installazione
e fissaggio del piano
bariatrico MBP
(Art. 12080)

BARIATRICA

Con una portata di 250kg
Mercury è l'ideale anche in
presenza di pazienti bariatrici.
Nonostante l'elevata portata
Mercury è leggera e resistente.

Art. 12128
Sistema allungabile per
poggiatesta articolo 12100/N

Art. 12100/N
Cuscino poggiatesta di colore nero

Art. 12018N
Asta portaflebo telescopica

ACCESSORI



BARIATRIC

Art. 12025
Tasca portaoggetti
multiuso

"COVER OX 2-3 o 5 lt"
Portabombola professionale
per bombole d'ossigeno
4 modelli disponibili

Fornita di serie con | Supplied with



Article Code
7013/A - 7013/N

Materasso a tre pezzi in skay ignifugo elettrosaldato. Disponibile nei colori arancione e nero.



Article Code
612/N-2/MEB + 608-N/MEB

Cintura toracica regolabile nera o arancio/nera

Cintura nera 2 pezzi con gancio in metallo (L. 155 cm).

Accessori | Accessories



Article Code
955 PROOF

Sistema di fissaggio per barella autocaricante



Article Code
12128+12100/N

Sistema allungabile per cuscino poggiatesta Art. 12100/N



Article Code
12025

Tasca portaoggetti multiuso



Article Code
12018N

Asta portaflebo telescopica



Article Code
939

Piano portastrumenti per barelle



Article Code
12106+12108

"AIR-COM" Materasso antidecubito per barelle a segmenti alterni



Caratteristiche tecniche | Technical data

Mercury Cinque

Barella autocaricante a 5 altezze con doppia altezza di carico
5 levels self-loading stretcher with double load heights

Model	Colore Colour	Materiale Material	Trendelenburg	Altezza regolabile Adjustable height	Altezza height	Altezza massima di carico Max loading height	Altezza minima di carico Min loading height	Altezza ripiegata Folded height	Lunghezza Length	Lunghezza con carrello abbassato Lunghezza con carrello abbassato	Larghezza Width	Peso Weight	Portata Loading capacity
					cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	kg
7075/4RG PROOF Altezza di carico 66 cm Max loading height 66 cm	■	AISI 304, Alluminio	✓	✓	95 - 87 - 79 68,5 - 39	66	64	31	197	167	56	48	250
7077/4RG PROOF Altezza di carico 71 cm Max loading height 71 cm	■	AISI 304, Alluminio	✓	✓	95 - 80 - 79 68,5 - 39	71	69	31	197	167	56	50	250



MEBER⁺




MERCURY CINQUE 5
SELF LOADING FIVE LEVELS STRETCHER

CI VEDIAMO ON-LINE

Visitate il nuovo sito dedicato a Mercury Cinque, troverete ulteriori contenuti e video in continuo aggiornamento

www.meber.it/mercurycinque



Grazie per l'attenzione.