



## SCHEMA TECNICA

<b>Codice articolo</b>	<b>7075/4RG PROOF</b>
<b>Denominazione</b>	<b>MERCURY 5 - Barella autocaricante inox a 5 posizioni certificata EN1865 con 4 ruote girevoli</b>
<b>Dimensioni [mm]</b>	Lunghezza 1970
	Lunghezza con carrello abbassato 1620
	Larghezza 570
	Altezza 950 – 870 – 790 – 680 – 370
	Altezza ripiegata 310
	Altezza di carico 640 ÷ 660
<b>Materiali utilizzati</b>	AISI 304, Alluminio, HDPE
<b>Ruote</b>	n°4 Ø200 mm n°2 Ø150 mm n°2 Ø60 mm
<b>Peso [kg]</b>	48
<b>Portata max [kg]</b>	250
<b>Destinazione d'uso</b>	Trasporto, in posizione distesa, di pazienti con patologie idonee, temporaneamente o permanentemente inabili. La barella è idonea al trasporto dei pazienti su veicoli opportunamente predisposti con i relativi sistemi di fissaggio
<b>Conformità</b>	MDR 2017/745 – Dispositivo Medico di Classe I Certificato UNI EN 1865-1 - UNI EN 1789
<b>Classificazione Nazionale Dispositivi Medici</b>	RDM 2062064 CND V0899



2308

Tutti i diritti sono riservati a Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Variazioni di immagini o di contenuto possono essere apportate senza obbligo di preavviso. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questo documento. Le immagini utilizzate in questo documento sono solamente a scopo illustrativo.

**Me.Ber. s.r.l. Unipersonale**

Strada Langhirano, 270  
43124 Fontanini (Parma) Italy  
Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 | e-mail:  
[info@meber.it](mailto:info@meber.it)