

## **SCHEDA TECNICA**



Codice Articolo	<b>894/SNOW</b>
Denominazione	<b><i>"SNAKE SNOW" Materasso a depressione a camere indipendenti con dispositivi antiscivolo per neve</i></b>
Dimensioni [mm]	<b>Lunghezza: 2100</b> <b>Larghezza:</b> zona testa <b>800</b> zona tronco <b>1000</b> zona piedi <b>800</b>
Materiali utilizzati	<b>Poliuretano</b>
N° maniglie	<b>8</b>
N° cinghie di trattenuta paziente	<b>4</b>
Temperatura di utilizzo [°C]	<b>-30 ÷ +70</b>
Peso [kg]	<b>7,5</b>
Destinazione d'uso	<b>Immobilizzazione temporanea del corpo per patologie compatibili ed eventuale trasferimento su idonei dispositivi per la movimentazione.</b>
Conformità	<b>Direttiva 93/42/CEE Dispositivo medico di Classe I</b>