

Me.Ber s.r.l. Unipersonale
Via Langhirano, 270 - 43124 Fontanini (Parma) Italy
Tel. 0521 648770 - Fax 0521 648780
e-mail: contact@meber.it - www.meber.it

Organo di informazione aziendale realizzato da Me.Ber s.r.l.
Per informazioni contattare contact@meber.it o accedere
al sito www.meber.it

MEBER

www.meber.it

Medical Journal



IP65



Numero Speciale 4_16

EXTRA
ERGOLIFT
POWERED STAIR CHAIR

www.meber.it

IN QUESTO NUMERO:

**Grado di
Protezione IP**

**Testata con
isolamento IP65**

2

**Semplicemente
meglio.**

4

Salite ad un altro livello

EXTRA **ERGOLIFT**

MeBer presenta la rivoluzionaria sedia sali/scendiscale motorizzata Extra Ergolift.

Portata maggiorata, cingoli lunghi ad alta aderenza e potente motore elettrico ad elevata autonomia per una sicurezza e una stabilità senza eguali!

Extra Ergolift deriva dalla serie di sedie di grande successo Extra, della quale mantiene le caratteristiche ergonomiche e strutturali che l'hanno contraddistinta sul mercato: **design innovativo, largo uso di materiali tecnologicamente avanzati, facilità d'uso, leggerezza e affidabilità.**

**Scarica il
catalogo
dal sito
www.meber.it**



Richiedete subito la vostra copia gratuita
chiamando al numero
0521.648770



Per informazioni sui prodotti Me.Ber.
contattateci subito al numero

0521.648770

oppure visitate
il nostro sito internet

www.meber.it

Grado di Protezione IP

Ideata con indice di isolamento IP65



Il Codice IP classifica e valuta il grado di protezione fornito da involucri meccanici e quadri elettrici contro l'intrusione di particelle solide (quali parti del corpo e polvere) e l'accesso di liquidi.

Ideata con indice di protezione IP65 contro acqua e polvere.

Extra Ergolift può essere impiegata anche in caso di pioggia e condizioni climatiche avverse.



Grado di Protezione IP

Isolamento IP65

Qual è il significato di questo codice?

Il prefisso IP è seguito da due cifre:

la prima individua la protezione contro il contatto di corpi solidi esterni e contro l'accesso a parti pericolose

la seconda cifra individua la protezione contro la penetrazione dei liquidi



IP65

IP6X = involucro
totalmente protetto contro
la polvere (e contro
l'accesso con un filo)

IPX5 = involucro protetto
contro i getti d'acqua

Semplicemente meglio.



Cingoli più lunghi



Portata maggiorata



Elevata autonomia



Isolamento IP65

La tua nuova compagna di equipaggio

