

Me.Ber s.r.l. Unipersonale

Via Langhirano, 270 - 43124 Fontanini (Parma) Italy
Tel. 0521 648770 - Fax 0521 648780
e-mail: contact@meber.it - www.meber.it

Organo di informazione aziendale realizzato da Me.Ber s.r.l.
Per informazioni contattare contact@meber.it o accedere
al sito www.meber.it

MEBER

www.meber.it

Medical Journal

Numero Speciale 1_16

EXTRA
ERGOLIFT
POWERED STAIR CHAIR

www.meber.it

IN QUESTO NUMERO:

**Speciale
cingoli lunghi
ad alta
aderenza**

2

**Semplicemente
meglio.**

4

Salite ad un altro livello

EXTRA **ERGOLIFT**

MeBer presenta la rivoluzionaria sedia sali/scendiscale motorizzata Extra Ergolift.

Portata maggiorata, cingoli lunghi ad alta aderenza e potente motore elettrico ad elevata autonomia per una sicurezza e una stabilità senza eguali!

Extra Ergolift deriva dalla serie di sedie di grande successo Extra, della quale mantiene le caratteristiche ergonomiche e strutturali che l'hanno contraddistinta sul mercato: **design innovativo, largo uso di materiali tecnologicamente avanzati, facilità d'uso, leggerezza e affidabilità.**

**Scarica il
catalogo
dal sito
www.meber.it**



Richiedete subito la vostra copia gratuita
chiamando al numero
0521.648770



Per informazioni sui prodotti Me.Ber.
contattateci subito al numero


0521.648770

oppure visitate
il nostro sito internet

www.meber.it

Cingoli lunghi ad alta aderenza

una piccola modifica per grandi risultati




I pattini di Extra Ergolift hanno una lunghezza maggiorata che consente l'appoggio costante su tre gradini per una maggiore stabilità ed un elevato comfort.

I cingoli maggiorati per l'appoggio su 3 gradini unitamente allo studio della distribuzione dei pesi forniscono la massima stabilità e sicurezza per pazienti e operatori.

Aderenza e stabilità come in piano

Rivestimento in gomma ad alto coefficiente di attrito

Struttura interna a fili d'acciaio



Cinghia ad anello chiuso in poliuretano



Lunghezza utile di appoggio dei cingoli

Semplicemente meglio.



Cingoli più lunghi



Portata maggiorata



Elevata autonomia



Isolamento IP65

La tua nuova compagna di equipaggio

