

# MEBER.IT

**www.meber.it**

**Medical Journal**

Organo di informazione aziendale realizzato  
da Me.Ber. srl. Per informazioni contattare  
contact@meber.it o accedere al sito www.meber.it



## GRANDI NOVITÀ IN ARRIVO PER I PROFESSIONISTI DELL'EMERGENZA

# I NUOVI PRODOTTI ME.BER. DA USARE IN CASO DI EMERGENZA!



**In questo numero di Me.Ber. Medical Journal presentiamo veramente tante novità.**

I due carrelli autocaricanti al top della gamma, Titanus e Mercury, sono stati presentati nelle settimane scorse ed hanno già riscosso un grande interesse. Sono prodotti studiati per le situazioni più difficili, progettati per resistere a urti e sollecitazioni incredibili. Titanus e Mercury sono il nostro fiore all'occhiello, due prodotti destinati ai professionisti dell'emergenza che hanno realmente a cuore la sicurezza dei pazienti e degli occupanti delle ambulanze. Oltre ai due carrelli autocaricanti abbiamo lanciato la nuova tavola spinale pediatrica, uno strumento indispensabile per il recupero e il trasporto dei piccoli pazienti; un prodotto

necesario a garantire un soccorso efficace e consentire gli esami radiografici in tutta sicurezza, senza trasbordare il paziente, magari a rischio di ulteriori lesioni.

In questo numero presentiamo anche Snake, il nuovo materasso a depressione, un dispositivo di immobilizzazione che vi permetterà di effettuare recuperi di gravi traumatizzati nella massima sicurezza, riducendo considerevolmente i rischi di lesioni spinali e danni permanenti. Ultima novità di prodotto, ma non per questo meno importante, è la nuova gamma di aspiratori fissi, portatili e veicolari. Una serie di prodotti e accessori appositamente studiati per il mondo dell'emergenza medica e del primo soccorso.

Dicembre 2004

Numero

# 3

## Me.Ber. Aid 2005

Le feste di fine anno sono alle porte e sono l'occasione simbolica per intraprendere un progetto molto importante. Me.Ber., con la collaborazione di aziende partner, si impegna ad un fattivo contributo in ambito sociale devolvendo una parte del proprio fatturato per aiutare chi ne ha davvero bisogno. La Lega del Filo d'Oro è l'ente con il quale Me.Ber. ha deciso di avviare questo nuovo corso. Scoprite i dettagli dell'iniziativa a pagina 4.

## All'interno SPECIALE CARRELLI AUTOCARICANTI

Due grandi novità da utilizzare  
"in caso di emergenza". A pagina 2

Scoprite i prodotti Me.Ber. all'interno.

# Novità

Una gamma completa di prodotti per il primo soccorso e l'emergenza

## Titanus e Mercury: una sintesi perfetta di maneggevolezza, stabilità e robustezza.

### Due carrelli ideali per ogni missione di soccorso.

Sono stati presentati i due nuovi carrelli autocaricanti Me.Ber. Titanus e Mercury. Sono i due modelli di punta della gamma e nascono dopo un lungo studio progettuale volto a soddisfare le numerose richieste degli operatori dell'emergenza.

I due carrelli sono stati interamente progettati con tecnologie avanzate. Grazie a speciali software di disegno e simulazione tridimensionale è stato possibile riprogettare tutti i meccanismi e tutti i comandi per renderli più confortevoli e semplici da utilizzare.

Il risultato ha entusiasmato clienti e critica. Titanus, presentato in anteprima alla fiera dell'emergenza di Montichiari, ha suscitato l'interesse del pubblico anche per il design innovativo e la gamma cromatica. E' stato rilevato che anche l'aspetto estetico riveste un'importanza cruciale per i prodotti dell'emergenza. La professionalità dei soccorritori è spesso legata ai prodotti che utilizzano, per questo l'attenzione di Me.Ber. per esigenze di ordine stilistico riveste sempre più importanza nelle fasi iniziali dello sviluppo dei prodotti.

Mercury, il fratello maggiore della gamma, è una barella completa che consente di ottenere la posizione Trendelenburg in modo rapido ed efficace.

Il peso di entrambi i modelli è stato oggetto di attenzione ed è stato ridotto al minimo. La nuova geometria delle gambe contribuisce a fornire una elevata stabilità pur mantenendo la maneggevolezza che da sempre distingue i carrelli Me.Ber. L'obiettivo, come sempre, è quello di fornire un carrello manovrabile anche da un solo operatore, sia che sia uomo o donna. Il lancio dei due nuovi modelli è coinciso con la presentazione dei nuovi materassi, appositamente studiati per Titanus e Mercury, ma in tutto e per tutto compatibili con i precedenti modelli.



mercury



#### Caratteristiche Tecniche

Altezza massima
Altezza intermedia
Altezza minima
Larghezza
Lunghezza
Altezza massima di carico
Peso
Portata
Larghezza asse posteriore



# Titanus & Mercury

## La sicurezza delle barelle

A cura dell' Avvocato  
Pietro Pettenati

- ➔ Le barelle rientrano nell' alveo dei dispositivi medici con conseguente applicazione del **D.lgs n. 46/1997**, che ha recepito in Italia la direttiva **93/42 CE**, e della normativa **UNI EN 1865**. Per iniziare soffermiamoci brevemente sul tema della **sicurezza nell'ambito lavorativo** dettata dal D.lgs 626/94 che si basa sulla **filosofia della prevenzione**, vediamo il tutto concentrato in tre punti fondamentali:
- **analisi dei rischi;**
  - **aggiornamento delle misure di prevenzione;**
  - **informazione e formazione dei dipendenti**

- ➔ Detto questo passiamo alla normativa specifica in tema dispositivi medici ovvero il **D.lgs 46/1997**. Il D.lgs n. 46 del 24/02/1997, fissa i requisiti fondamentali che devono possedere i dispositivi medici (barelle incluse), per poter essere messi in commercio.

- ➔ Così dal **15 giugno 1998** le barelle possono essere messe sul commercio solo dopo un attenta valutazione della loro sicurezza in base agli obiettivi previsti dalla direttiva, quando questo avviene sulla barella viene apposta la marcatura **CE**. Il CEN (Ente di normalizzazione Europeo) ha elaborato successivamente una normativa tecnica, detta "armonizzata", che prevede le specifiche tecniche da seguire durante la costruzione dei dispositivi medici per evitare che il fabbricante comprometta la sicurezza dell'attrezzatura.

- ➔ **Dotarsi ed utilizzare barelle progettate e costruite secondo i dettami della norme UNI EN 1865** significa adempiere l'obbligo imposto dal D.lgs 626/94, la cui violazione è sanzionata penalmente con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a 8 milioni.



STUPELL

Titanus in posizione alzata e intermedia



Titanus	Titanus alta	Mercury	Mercury alta
84 cm	89 cm	85 cm	89 cm
61 cm	61 cm	60 cm	60 cm
25 cm	25 cm	28 cm	28 cm
44 cm	44 cm	44 cm	44 cm
197 cm	197 cm	197 cm	197 cm
65 cm	75 cm	67 cm	75 cm
33 Kg	33 Kg	45 Kg	45 Kg
150 Kg	150 Kg	150 Kg	150 Kg
56 cm	56 cm	—	—

Abbiamo deciso di destinare  
una parte del nostro fatturato al  
finanziamento di attività benefiche.

A partire dal 1° gennaio 2005 una quota del  
fatturato di Me.Ber. verrà destinata ad opere di  
solidarietà.

Un aiuto a chi ne ha davvero bisogno

## ➡ Me.Ber. Aid 2005: quando la solidarietà diventa un obiettivo aziendale



**Me.Ber. è un'azienda giovane che ha fatto del rispetto per le persone, per il valore umano che è dietro ogni relazione d'affari, un punto cardine della propria filosofia. Un'azienda giovane sì, ma che grazie a buone idee e prodotti vincenti ha saputo conquistare una posizione di rilievo nel panorama internazionale dell'emergenza medica.**

Siamo quindi pronti per la sfida più impegnativa e che ci auguriamo servirà di esempio per altre aziende e liberi cittadini. Da quest'anno viene istituito Me.Ber. Aid, un progetto di solidarietà che coinvolge Me.Ber. e i suoi clienti che hanno comunemente deciso di destinare una parte del fatturato in opere di impegno sociale e solidarietà. L'iniziativa pilota di quest'anno sarà realizzata a favore della Lega del Filo d'Oro, importante associazione no-profit che fornisce assistenza a bam-

mini sordi e ciechi. Ci auguriamo di poter contribuire in modo importante alla realizzazione di questo e tanti altri progetti utili alla collettività ed in particolare a chi ne ha più bisogno. Per questo chiediamo a tutti i nostri clienti e ai lettori di questa pubblicazione di segnalarci iniziative benefiche a carattere nazionale o locale da includere nelle future edizioni del Me.Ber. Aid. Per saperne di più vi invitiamo pertanto ad en-

trare nel nostro sito internet [www.meber.it](http://www.meber.it), cliccare sulla sezione Me.Ber. Aid.

I fondi che verranno devoluti all'operazione Me.Ber. Aid sono in parte riduzioni dei costi per gadget e attività promozionali; attività importanti dal punto di vista commerciale, ma che possono essere ridimensionate a favore di un impegno concreto per aiutare chi è meno fortunato di noi. Siamo certi che i nostri clienti capiranno la nostra scelta e li invitiamo a partecipare all'iniziativa rinnovando la fiducia che ci hanno concesso finora.



La Lega del filo d'oro è un'importante associazione no-profit che fornisce assistenza a bambini sordi e ciechi. Grazie al suo prezioso lavoro migliaia di famiglie possono ottenere

un sostegno vitale nell'educazione e nella cura dei figli disabili. La Lega del filo d'oro è la prima associazione che Me.Ber. ha deciso di includere nel programma Me.Ber. Aid.



La Lega del Filo d'Oro, festeggia quest'anno 40 anni di attività e di impegno nell'assistenza, educazione e riabilitazione di persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali. Dal 1998 è classificata come ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale), ai sensi del Decreto Legislativo n. 460/97.

Opera a livello nazionale con cinque sedi: a Osimo (AN), dove si trova il Centro di Riabilitazione e il Centro Diagnostico, a Roma, a Milano, a Napoli e Ruvo di Puglia con le sedi territoriali. A breve sarà a regime anche Lesmo (MI), con un nuovo Centro Socio-sanitario residenziale, mentre è ancora in costruzione un Centro Socio-riabilitativo a Modena. Sono inoltre in fase di studio altri progetti per aprire centri in Puglia, Campania e Sicilia.

E' possibile sostenere le attività della Lega del Filo d'Oro tramite :

- carta di credito, telefonando al numero 071- 72.45.601
- c/c postale n. 358606
- c/c bancario n. 000001014852 presso UniCredit Banca Spa - Filiale di Osimo ABI 02008 - CAB 37493 - CIN F
- assegno non trasferibile
- collegandosi al sito [www.legadelfilodoro.it](http://www.legadelfilodoro.it)

NB : i contributi donati alla Lega del Filo d'Oro sono deducibili fiscalmente in base al D.Lgs. 460/97

#### Per informazioni:

sito web : [www.legadelfilodoro.it](http://www.legadelfilodoro.it)  
e.mail: [info@legadelfilodoro.it](mailto:info@legadelfilodoro.it)  
telefono : 071- 72.45.1



# Una nuova linea di aspiratori veicolari

Che vi troviate in ambulanza o che dobbiate operare sul luogo di un intervento, i nuovi aspiratori chirurgici portatili VX-2 ed EVX diventeranno i vostri migliori alleati per prestare un primo soccorso efficace e professionale.

Sempre a disposizione in ogni situazione



## VX-2 ed EVX: i nuovi aspiratori portatili

**Me.Ber. lancia una nuova serie di aspiratori chirurgici portatili dell'ultima generazione. Sono VX-2 e EVX i due modelli che hanno riscosso grande interesse da parte degli utilizzatori per le loro caratteristiche innovative. Entrambi i modelli dispongono di sistemi di fissaggio certificati 10g nel pieno rispetto dello standard qualitativo che Me.Ber, volontariamente, impone ai propri prodotti.**

**Il VX-2 è un aspiratore portatile, potente ed indistruttibile alimentato a batteria.** Potente abbastanza da soddisfare standard e requisiti in tutti i paesi e nazioni, versatile abbastanza da fornire l'aspirazione in emergenza sia dentro che fuori dall'ambulanza. Il supporto opzionale carica batteria a parete tiene in tutta sicurezza (tenuta dispositivo testata a 10g. in caso di incidente) l'unità di aspirazione e utilizza l'energia del veicolo per far funzionare l'aspiratore come un dispositivo fisso a bordo, mentre, al contempo, ricarica la batteria interna.

Quando viene rimosso dal proprio supporto, il VX-2 diventa una unità di aspirazione portatile versatile, duratura, ed equipaggiata di tutte le funzioni richieste ad un aspiratore chirurgico.

**L'EVX è un aspiratore portatile, alimentato a batteria a 12 V in grado di azionare l'unità a piena potenza per circa 45 minuti ( $\pm 10\%$ ).** Le batterie sono ricaricate

mediante un collegamento diretto al veicolo (cavo fornito) o da un caricabatteria a voltaggio fisso SSCOR, opzionale. Aspirazione istantanea ed efficace, regolazione della potenza di aspirazione, comandi chiari e facilmente accessibili, vaso di raccolta dotato di filtro antibatterico, conferiscono all'EVX caratteristiche uniche e affidabili nel campo dell'aspirazione chirurgica.



### Accessori per aspiratori



Gli aspiratori portatili VX-2 ed EVX vengono venduti completi di staffa murale certificata 10g e cavo di alimentazione a 12 v con presa per accendisigari. A richiesta si possono trovare, oltre alle staffe murali ricaricabili per VX-2 e non ricaricabili per EVX, anche i vasi monouso a tenuta stagna, il tubo di aspirazione con la sonda jankauer, l'alimentatore a 220V e la cintura tracolla con borsa. Tutti questi accessori e ricambi completano e rendono versatile la nuova linea di aspiratori portatili Me.Ber.

## Recupero in caso di sospetto grave trauma

Grazie ad una corretta procedura di recupero è possibile evitare lesioni permanenti ai pazienti. Scoprite come grazie ad una grande novità che vi tutela anche dai rischi giuridici di un recupero imperfetto.

## IMMOBILIZZAZIONE

# Snake: il nuovo materasso a depressione

Snake è un materasso a depressione ideale per operare in situazioni di particolare gravità in cui si sospettino lesioni al paziente. In particolare le conseguenze di lesioni ai danni della colonna vertebrale possono essere contenute grazie all'utilizzo di questo straordinario prodotto.

Snake ha 14 camere indipendenti per una perfetta e veloce immobilizzazione. Estrema leggerezza e robustezza, 8 maniglie ergonomiche, cinture di sicurezza e una perfetta avvolgibilità del paziente conferiscono al materasso "Snake" dotazioni uniche. La tenuta della depressione per lungo tempo senza alcuna flessione, la certificazione EN1865, secondo gli standard di sicurezza armonizzati europei, completano le caratteristiche di questo dispositivo.



PREVENITE LE  
LESIONI SPINALI



PREVENT SPINAL  
LESIONS

Particolare importantissimo per tutti i prodotti a depressione è la valvola di aspirazione. Questa valvola è stata realizzata per dare la massima tenuta alla depressione causata al materasso, mantiene infatti il vuoto per moltissime ore e giorni, quando si aspira la valvola deve essere chiusa e non si deve girare nessuna leva, al contrario delle altre, quando si termina l'aspirazione. Un filtro interno del materasso non permette l'uscita delle sfere nel caso di svitamento totale della valvola. È completa di 2 adattatori per i tubi di aspirazione.



Massima sicurezza e massima professionalità a tutela dei pazienti e degli operatori



## Piccoli pazienti grande tecnologia

Finalmente un grande prodotto per il recupero pediatrico. La nuova tavola spinale Duck è radiotrasparente e consente l'esame radiologico senza il trasbordo del paziente.

La grande novità nel campo delle tavole spinali.

# Duck: tavola spinale pediatrica

Progettata per l'immobilizzazione ed il trasporto di bambini con altezza sino a 120 cm., è stata realizzata con materiale plastico ad alta resistenza e studiata prestando attenzione alle problematiche che si incontrano durante gli interventi quotidiani, sono state infatti create 4 asole per il fissaggio veloce e totale del fermacapo e 2 incavi nella parte d'appoggio, per chi blocca la base nel modo tradizionale, che permettono

ai cinturini a strappo di non rompersi durante l'utilizzo e l'alloggiamento in ambulanza. E' dotata di 10 maniglie per il trasporto.

Permette la diagnostica preliminare con raggi X e può essere fornita in 3 diverse colorazioni, gialla arancio e blu.

Fermacapo imbottito per tavola spinale pediatrica realizzato con materiale espanso a cellule chiuse, base ribassata per compensare la differenza di dimensioni della testa del bambino rispetto al corpo.

## SPECIALE RECUPERO

### Spider Baby

Cinture a ragno per tavole spinali pediatriche

Sistema di cinture che permette di immobilizzare completamente il paziente pediatrico sulla tavola "DUCK". Grazie alle cinture trasversali scorrevoli ed ai bloccaggi a strappo può essere adattato facilmente a tutti i pazienti.



# MEBER+L



## Verso il 2005

*Me.Ber. augura a tutti i lettori  
Buone Feste e un nuovo anno  
ricco di felicità*



### ➔ Bilanci e progetti La Me.Ber. del futuro

Quest'anno volge alla conclusione ed è quindi periodo di bilanci. Il 2004 è stato l'anno del consolidamento del marchio Me.Ber. a livello nazionale ed internazionale. E' quindi doveroso ringraziare i clienti e i partner che hanno creduto nelle nostre potenzialità e che hanno iniziato con noi un cammino verso l'eccellenza nei prodotti per il primo soccorso e l'emergenza medica. Le scelte imprenditoriali, commerciali e tecniche che abbiamo fatto fino ad oggi sono state premiate con la fiducia del pubblico. La fiducia per noi è un valore che va conquistato con la qualità dei prodotti, la professionalità dei servizi e l'efficienza di tutti i comparti aziendali, da quello commerciale a quello amministrativo.

Da quando progettiamo un prodotto a

quando lo consegniamo operiamo in modo serio e responsabile perchè grazie ai nostri prodotti si possono salvare vite umane. Se vogliamo essere sicuri che una nostra barella resista ad impatti violenti la progettiamo e la costruiamo con accorgimenti speciali e la facciamo testare

da un ente esterno che ne certifichi la resistenza. Purtroppo abbiamo notato che c'è qualcuno che si limita a "saltare" su di una barella per dimostrarne la qualità. Bene, questo non è nostro il modo di lavorare, non è il nostro modo di garantire la sicurezza.



GraphoServiceParma

Compilate questo modulo per avere informazioni sui prodotti Me.Ber. e sulle promozioni di questo numero. Una volta compilato inviate questo modulo al numero di fax 0521 648780 o inviatelo per posta all'indirizzo che trovate in fondo alla pagina.

## InfoFax

Azienda o Organizzazione

Nome

Cognome

Indirizzo

C.A.P.

Località

Provincia

Telefono

Fax

E-mail

Sono interessato a:

Consenso al trattamento dei dati personali

☐

Meber s.r.l. Via Langhirano, 270 - 43100 Fontanini (Parma) Italy  
Tel. ++39 0521 648770/648881 Fax ++39 0521 648780  
email: [contact@meber.it](mailto:contact@meber.it)