



640 Barella soccorso

Barella soccorso pieghevole fissa



CARATTERISTICHE

Particolarmente adatta per essere utilizzata come barella secondaria all'interno dell'ambulanza, è caratterizzata dall'assenza di schienale regolabile. Viene fornita completa di busta a due cinture (Art. 604/MEB).

DATI TECNICI

Piano	Senza Trendelenburg
Misura	Adulti
Destinazione	Trasporto
Pieghevole	₩
Altezza (cm)	14
Larghezza (cm)	48
Lunghezza (cm)	186
Spessore ripiegata (cm)	17
Peso (kg)	6,5
Portata (kg)	170
Lunghezza ripiegata (cm)	92
Materiale	Alluminio anodizzato Nylon

VEDI ANCHE



ACCESSORI



964 Gancio anteriore per barella art. 638 - 639 - 640



Sistema di fissaggio posteriore Sistema di fissaggio posteriore per autocaricante H=129 mm

ACCESSORI DI SERIE



604/MEBBusta arancio a 2 cinture con gancio in plastica e nastro ME.BER.