



SCHEDA TECNICA

Codice articolo	7072/4RG PROOF	
Denominazione	MERCURY - Barella autocaricante inox ad altezza variabile certificata con 4 ruote girevoli vers. alta	
Dimensioni [mm]	Lunghezza	1970
	Lunghezza con carrello abbassato	1650
	Larghezza	570
	Altezza max	990
	Altezza intermedia	750
	Altezza piegata	310
	Altezza di carico	690 ÷ 710
Materiali utilizzati	AISI 304, ABS, HDPE	
Ruote	n°4 Ø200 mm n°2 Ø150 mm n°2 Ø60 mm	
Peso [kg]	45	
Portata max [kg]	250	
Destinazione d'uso	Trasporto in posizione distesa, di pazienti con patologie idonee, temporaneamente o permanentemente inabili	
Conformità	MDR 2017/745 – Dispositivo Medico di Classe I Certificato UNI EN 1865-1 - UNI EN 1789	
Classificazione Nazionale Dispositivi Medici	RDM	107886
	CND	V0899



2207

Tutti i diritti sono riservati a Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Variazioni di immagini o di contenuto possono essere apportate senza obbligo di preavviso. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questo documento. Le immagini utilizzate in questo documento sono solamente a scopo illustrativo.

Me.Ber. s.r.l. Unipersonale

Strada Langhirano, 270
43124 Fontanini (Parma) Italy
Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 | e-mail:
info@meber.it