



## SCHEDA TECNICA

<b>Codice articolo</b>	<b>7082/4RG PROOF</b>
<b>Denominazione</b>	<b>MERCURY LITE - Barella autocaricante in alluminio ad altezza variabile versione alta con 4 ruote girevoli</b>
<b>Dimensioni [mm]</b>	Lunghezza 1970
	Lunghezza con carrello abbassato 1650
	Larghezza 570
	Altezza max 990
	Altezza intermedia 750
	Altezza piegata 310
Altezza di carico 690 ÷ 710	
<b>Materiali utilizzati</b>	Leghe Al, HDPE
<b>Ruote</b>	n°4 Ø200 mm n°2 Ø150 mm n°2 Ø60 mm
<b>Peso [kg]</b>	40,5
<b>Portata max [kg]</b>	250
<b>Destinazione d'uso</b>	Trasporto in posizione distesa, di pazienti con patologie idonee, temporaneamente o permanentemente inabili
<b>Conformità</b>	MDR 2017/745 – Dispositivo Medico di Classe I Certificato UNI EN 1865-1 - UNI EN 1789
<b>Classificazione Nazionale Dispositivi Medici</b>	RDM 1121992 CND V0899



2207

Tutti i diritti sono riservati a Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Variazioni di immagini o di contenuto possono essere apportate senza obbligo di preavviso. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questo documento. Le immagini utilizzate in questo documento sono solamente a scopo illustrativo.

**Me.Ber. s.r.l. Unipersonale**

Strada Langhirano, 270  
43124 Fontanini (Parma) Italy  
Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 | e-mail:  
[info@meber.it](mailto:info@meber.it)