



SCHEDA TECNICA

Codice articolo	670/BR	
Denominazione	"EXTRA" STAIR CHAIR - Sedia portantina pieghevole scendiscale assistita con braccioli certificata EN 1865	
Dimensioni [mm]	Lunghezza	810 ÷ 1390
	Larghezza	550
	Altezza	1010
	Spessore chiusa	290
	Altezza seduta	500
Peso [kg]	20,3	
Portata max [kg]	230	
Materiali utilizzati	Lega Al, ABS, S235JR	
Ruote	n°2 Ø200 mm (fisse) n°2 Ø125 mm (girevoli c/freno)	
Destinazione d'uso	Trasporto, in posizione seduta, di pazienti con patologie compatibili, temporaneamente o permanentemente inabili. Il prodotto NON è idoneo a essere utilizzato all'interno di mezzi di soccorso con il paziente sopra	
Conformità	MDR 2017/745 - DM di Classe I Certificato UNI EN 1865-4 – UNI EN 1789	
Classificazione Nazionale Dispositivi Medici	RDM	102323
	CND	Y123099



2309

Tutti i diritti sono riservati a Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Variazioni di immagini o di contenuto possono essere apportate senza obbligo di preavviso. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questo documento. Le immagini utilizzate in questo documento sono solamente a scopo illustrativo.

Me.Ber. s.r.l. Unipersonale

Strada Langhirano, 270
43124 Fontanini (Parma) Italy
Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 | e-mail:
info@meber.it