

MEBER⁺

www.merber.it Medical Journal

Marzo 2016

Numero

26



BARIATRIC

Novità

La gestione di un paziente affetto da obesità è un tema che sta assumendo sempre maggiore rilievo anche nel nostro Paese.

L'intervento su un paziente obeso necessita di attrezzature adeguate ad una grossa corporatura e in grado di garantire la massima sicurezza per l'operatore e per il paziente.

Per questo è sempre maggiore la richiesta di dispositivi specifici per pazienti bariatrici.

Da questa crescente necessità è nata la Linea bariatrica MeBer, una gamma interamente dedicata al soccorso e alla movimentazione di soggetti obesi.

In questo numero vi presentiamo l'intera linea bariatrica, frutto del costante lavoro di aggiornamento, ricerca e innovazione MeBer.

Tutti gli articoli di questa linea sono facilmente identificabili ricercando nelle pagine del nostro catalogo o nel sito www.merber.it l'icona distintiva Bariatric.

SU QUESTO NUMERO:

► NOVITÀ ASSOLUTA

MBS-01

MEBER BARIATRIC
STRETCHER

2

► L'osservatorio

L'obesità : dati e
tendenze, una lente
sul Mondo

3

MBP

MeBer Bariatric
Platform

4

► L'Intervista Speciale

Qualità, passione e
professionalità al servizio
dei nostri clienti.

Gli ingredienti
essenziali per clienti
fedelizzati

6

► NOVITÀ ASSOLUTA

Novità

MBS-01

MEBER BARIATRIC STRETCHER

La barella autocaricante MBS-01 è stata appositamente studiata per il trasporto di pazienti bariatrici. La struttura in speciale lega di acciaio inox ad alta resistenza e il telaio rinforzato garantiscono una portata di 350 kg, maggiorata rispetto alle altre barelle autocaricanti della gamma MeBer.

Dotata di 2 ruote anteriori Ø125x25 mm e 2 ruote posteriori Ø100x25 mm assicura la massima sicurezza nelle fasi di carico e scarico dal mezzo di soccorso.

Le 4 ruote maggiorate Ø200x50 mm, 2 fisse con freno e 2 girevoli autocentranti, conferiscono un alto grado di comfort al paziente. I

Pianale rigido in materiale termoplastico facilmente lavabile e sanificabile.

Lo schienale reclinabile da 0° a 80° azionato da un pistone a gas è bloccabile in qualsiasi posizione e di spondine laterali ribaltabili.

Spondine laterali ribaltabili.

Gambe verticali protette da paracolpi in plastica.

► Article Code
7270





BARIATRIC


L'osservatorio

- Dal 1980 al 2014 l'obesità nella popolazione mondiale è duplicata. Il World Heart Organization ha stimato che nel 2014 più di 1,9 bilioni di adulti di età superiore ai 18 anni erano sovrappeso, di questi più di 600 milioni erano obesi. Nel 2015 circa il 13% della popolazione mondiale adulta era obesa, di cui l'11% uomini e il 40% donne.

- Il sovrappeso e l'obesità sono patologie in aumento soprattutto nei paesi a medio-basso reddito e, soprattutto, negli ambienti urbani. In particolare, nei paesi con economie emergenti il tasso di crescita del sovrappeso e dell'obesità infantili è superiore ad oltre il 30% rispetto a quello dei paesi sviluppati.

[Fonte: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/>]

[Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana"]



- I dati confermano che la popolazione mondiale sta ingrassando e sarà sempre più affetta da sovrappeso e obesità, con conseguente riduzione dello stato di salute della stessa. Come diretta conseguenza di questa tendenza, anche le esigenze nel sistema sanitario stanno evolvendo per poter fornire la giusta assistenza in qualsiasi situazione. In questo contesto mondiale, la preparazione all'accoglienza e al soccorso dei pazienti obesi è un tema di particolare attualità e rilievo: strutture sanitarie e organizzazioni di soccorso ed emergenza devono disporre di attrezzature adatte per poter gestire i pazienti più grandi di taglia e di peso nella massima sicurezza per gli operatori e per i pazienti stessi. Occorre quindi scegliere gli ausili più adatti per movimentare e sollevare pazienti obesi e possedere le conoscenze necessarie per gestire il paziente anche nelle situazioni speciali che si presentano nel soccorso e nella cura, in modo da garantire trasferimenti sicuri e condizioni di lavoro corrette.

Da questa esigenza crescente è nata la linea Bariatrica MeBer, una linea in continua crescita per affiancare i professionisti del soccorso e dell'emergenza secondo le più recenti tendenze.

MBP - MeBer Bariatric Platform

► Article Code
12080



Il pianale bariatrico largo per barelle autocaricanti FROG MERCURY e GECKO consente di trasformare una comune barella in un dispositivo con un ampio piano di appoggio, ideale per trasportare in sicurezza i pazienti obesi.

LE NOVITÀ

Massima compatibilità

1

Sistema compatibile con le barelle autocaricanti Frog, Mercury e Gecko tramite 4 ganci per il fissaggio del pianale alla struttura della barella.

N.B. Si consiglia di comunicare il modello di barella su cui dovrà essere montato il pianale MBP per regolare i morsetti di fissaggio.

Struttura leggera e resistente

2

La struttura in acciaio inox e il pianale in alluminio lo rendono un dispositivo leggero e resistente allo stesso tempo.

Cinture ad ampia avvolgenza incorporate

3

Sistema di cinture con arrotolatore ai due lati, in grado di avvolgere pazienti di grossa corporatura.

LE CARATTERISTICHE UNICHE



Dimensioni: (L x L x H) 1375 x 935 x 130 mm

Le dimensioni contenute, unitamente alla struttura leggera e ai rapidi ganci di fissaggio, consentono di stivare facilmente il pianale e di installarlo rapidamente all'occorrenza.

► LINEA BARIATRICA



BARIATRIC

MEBER⁺

► Article Code
7015



**Materasso pieghevole
in skay nero per pianale
bariatrico MBP**



► Article Code
712

**Telo portaferiti per
obesi con 12
maniglie**

► Article Code
8534-003



**Bracciale obesi per
misuratore di pressione
"AUTOMATIC BASIC"**

TAGLIA L-XL 32-52 cm

Qualità, passione e professionalità al servizio dei nostri clienti.

Gli ingredienti essenziali per clienti fidelizzati

In questo numero de L'intervista speciale, il Sig. Giancarlo Bernardi, responsabile acquisti, responsabile autisti e consigliere della Pubblica Assistenza Valle Lavino racconta il rapporto di fidelizzazione instaurato con MeBer negli ultimi anni e la sua esperienza con i nostri prodotti e servizi.

La Pubblica Assistenza Valle Lavino è un cliente ormai affezionato, quando avete acquistato il primo dispositivo MeBer?

Il **2010** è stato l'anno in cui **abbiamo acquistato un dispositivo MeBer per la prima volta**. In quell'anno dovevamo allestire un **nuovo mezzo** e abbiamo scelto di **equipaggiarlo interamente con prodotti MeBer**. Sono ormai passati quasi 6 anni e, **ad oggi, tutti i nostri mezzi sono allestiti con prodotti MeBer**: barelle, sedie portantine motorizzate e manuali, materassi a depressione, steccobende, estricatori spinali, kit pediatrici e zaini. **Abbiamo creduto in voi fin dall'inizio e ad oggi ci possiamo definire clienti fidelizzati!**

Quale dispositivo avete acquistato per primo e qual è stato il fattore che vi ha fatto scegliere proprio un prodotto MeBer?

I primi acquisti sono stati la **barella autocaricante Mercury inox** e la **sedia scendiscale Extra**. Abbiamo scelto due prodotti della vostra gamma perché ci hanno trasmesso fin da subito un **senso di grande sicurezza**, soprattutto grazie alle **ruote maggiorate** di cui sono dotati entrambi. Ci sono sembrate infatti ideali per muoversi in piena sicurezza anche sui terreni più sconnessi, spesso presenti sul nostro territorio. Oltre alle valutazioni tecniche, anche il fattore economico ha contribuito a guidare la nostra scelta. I prodotti MeBer, infatti, non sono solo **ottimi dispositivi**, ma hanno anche un **ottimo rapporto qualità prezzo**.

A circa un anno dal primo acquisto, avete scelto di cambiare le barelle autocaricanti Mercury inox con la versione Lite, in alluminio. Cosa vi ha spinto a cambiare? Avete notato dei benefici?

La struttura in alluminio dei **modelli Mercury Lite** ci ha particolarmente stupito per la **leggerezza** e la **semplicità dei movimenti**. L'utilizzo di barelle più leggere ha **semplificato il lavoro** ai nostri volontari e ci ha permesso di **organizzare al meglio le squadre**, spesso composte da ragazze giovani e di corporatura esile.

Qualità, passione e professionalità al servizio dei nostri clienti.

Gli ingredienti essenziali per clienti fidelizzati

Siete stati anche tra i primi ad acquistare la nuova sedia sali/scendiscale motorizzata Extra Ergolift, siete soddisfatti di questo dispositivo?

Abbiamo atteso l'uscita di questo nuovo dispositivo MeBer per più di un anno e ne è valsa la pena! Avevamo l'esigenza di **acquistare una sedia motorizzata per facilitare il lavoro dei soccorritori volontari** che militano nella nostra associazione. Eseguiamo quotidianamente numerosi servizi interospedalieri e l'utilizzo di una sedia motorizzata **ha facilitato il trasporto soprattutto in salita**, permettendo a **tutti i soccorritori di poter eseguire in totale sicurezza e con facilità un servizio** di questo tipo.

Fino ad ora abbiamo parlato di come vi trovate con i nostri prodotti, ma pensiamo che per una collaborazione ottimale sia importante anche il servizio che viene dato al cliente. A tale proposito, come vi trovate a lavorare con noi da questo punto di vista?

Mi sono sempre trovato benissimo e ho apprezzato fin da subito il **contatto diretto con la vostra rete commerciale che non ci fa mai sentire soli**. L'instaurazione di ottimi rapporti e la capacità di **rispondere con rapidità e serietà ad ogni nostra richiesta di assistenza** sono fattori determinanti che hanno contribuito alla nostra fidelizzazione nel tempo.

Oggi siete venuti a trovarci nel nostro stabilimento perché avete portato il vostro parco mezzi ad effettuare le manutenzioni di routine. Come vi trovate con il nostro Servizio di assistenza tecnica?

Sono fermamente convinto che la sicurezza dei soccorritori e dei pazienti sia di primaria importanza, per questo siamo particolarmente scrupolosi con le manutenzioni del nostro parco attrezzature. Abbiamo goduto più volte del vostro **servizio di assistenza tecnica** sia presso la nostra sede, sia portando noi stessi i mezzi presso la vostra officina. In entrambi i casi il servizio è stato **ineccepibile: rapido, professionale e ospitale**.



Un prodotto per ogni esigenza



Un set completo di
icone per individuare
a colpo d'occhio i
prodotti adatti
all'impiego che
cercate!

IN CASE OF EMERGENCY