

Me.Ber s.r.l. Unipersonale
Via Langhirano, 270 - 43124 Fontanini (Parma) Italy
Tel. 0521 648770 - Fax 0521 648780
e-mail: contact@meber.it - www.meber.it

Organo di informazione aziendale realizzato da Me.Ber s.r.l.
Per informazioni contattare contact@meber.it o accedere
al sito www.meber.it

MEBER

www.meber.it

Medical Journal

Numero Speciale 3_16

EXTRA
ERGOLIFT
POWERED STAIR CHAIR

www.meber.it

IN QUESTO NUMERO:

**Speciale
elevata
autonomia**

2

**Semplicemente
meglio.**

4



Salite ad un altro livello

EXTRA **ERGOLIFT**

MeBer presenta la rivoluzionaria sedia sali/scendiscale motorizzata Extra Ergolift.

Portata maggiorata, cingoli lunghi ad alta aderenza e potente motore elettrico ad elevata autonomia per una sicurezza e una stabilità senza eguali!

Extra Ergolift deriva dalla serie di sedie di grande successo Extra, della quale mantiene le caratteristiche ergonomiche e strutturali che l'hanno contraddistinta sul mercato: **design innovativo, largo uso di materiali tecnologicamente avanzati, facilità d'uso, leggerezza e affidabilità.**

**Scarica il
catalogo
dal sito
www.meber.it**



Richiedete subito la vostra copia gratuita
chiamando al numero
0521.648770



Per informazioni sui prodotti Me.Ber.
contattateci subito al numero

0521.648770

oppure visitate
il nostro sito internet

www.meber.it



Motore semplice e compatto

I cingoli sono azionati tramite un motore elettrico pensato per ridurre gli ingombri e le manutenzioni.



Batteria ad elevata capacità

Una batteria intercambiabile agli ioni di litio da 28V con capacità di 5Ah assicura una lunga durata.

Extra Ergolift è dotata di motore elettrico brushless con riduttore epicicloidale personalizzato appositamente per questo dispositivo.

Elevata autonomia

Extra Ergolift è stata testata per **percorrere con un'unica carica 18 rampe di scale**, tra percorsi in salita e in discesa.



Test	Pendenza scala	n° gradini scala	Velocità	n° di gradini percorsi
I	38°	18	70%	324 gradini
II	27°	20	70%	360 gradini
III	27°	20	70%	420 gradini

I nostri test sono stati eseguiti su percorsi misti in salita e in discesa.

Semplicemente meglio.



Cingoli più lunghi



Portata maggiorata



Elevata autonomia



Isolamento IP65

La tua nuova compagna di equipaggio

