

MEBER



MEBER-X BARELLA MULTILIVELLO



Art. 7300 Accessori non inclusi



MEBER



Schienale reclinabile:
0÷80°

Peso: 45,9 kg
Portata MAX: 320 kg


Trendelenburg: 15°
Fowler: 35°

Lunghezza:
1660 ÷ 1970
Larghezza: 600

4 ruote
girevoli

Materiali:
leghe di
alluminio e
poliammide

Ruote posteriori
con freno



MEBER-X BARELLA MULTILIVELLO

ALTEZZA	
POSIZIONE 1	385
POSIZIONE 2	540
POSIZIONE 3	640
POSIZIONE 4	730
POSIZIONE 5	810
POSIZIONE 6	885
POSIZIONE 7	955
POSIZIONE 8	1020
POSIZIONE 9	1080

PORTATA DI CARICO	
POSIZIONE 1	0
POSIZIONE 2	180
POSIZIONE 3	290
POSIZIONE 4	390
POSIZIONE 5	485
POSIZIONE 6	580
POSIZIONE 7	670
POSIZIONE 8	760
POSIZIONE 9	855