



## 13010 Icarus

Brancard à plusieurs niveaux avec rails latéraux



### CARATTERISTICHE

Fabriqu  en acier inoxydable, le brancard   plusieurs niveaux ICARUS est  quip  de quatre roues de 125 mm de diam. (2 avec frein), de barri res lat rales et de repose-pieds. Les quatre ressorts   gaz permettent une adaptation parfaite   toute hauteur requise pour un travail pratique et professionnel. Disponible dans les versions avec :

- plate-forme en ABS pour le nettoyage et la d sinfection totale (art. 13010)
- r servoir en acier (art. 13012).

### DONN ES TECHNIQUES

Taille	Adultes
Usage	Transport
Multiniveau	
Surface de couchage	Sans Trendelenburg
Type de roue	2 roues pivotantes + 2 petites roues fixes
Min hauteur (cm)	42
Hauteur max (cm)	88
Largeur (cm)	62
Longueur (cm)	191
Poids (kg)	29,5
Capacit� de charge (kg)	170
Material	Acier inoxydable ABS

---

## IMAGES

---



---

## VOIR AUSSI

---



**Cronos 13018**  
Brancard à plusieurs niveaux avec dossier et Trendelenburg



**Icarus 13012**  
Brancard multiniveaux avec réservoir en acier

---

## ACCESSOIRES

---



**1880-001**  
Matelas pour brancard Icarus



**1880-002**  
Coussin de matelas à combiner avec le brancard Icarus



**607/B**  
Ceinture bleue 2 pièces avec crochet en plastique pour brancard



**607/A-MEB**  
Ceinture orange 2 pièces avec crochet en plastique et ruban Me.Ber. de 50 mm de hauteur