



13012 Icarus

Barella multilivello con vasca in acciaio



CARATTERISTICHE

Costruita in acciaio inox, la barella multilivello Icarus è dotata di quattro ruote di cui due complete con freno, spondine laterali e poggia piedi. I quattro ammortizzatori a gas permettono un perfetto adattamento a qualsiasi altezza necessaria per un lavoro pratico e professionale.

Disponibile nelle versioni con:

- pianale in ABS per una totale pulizia e disinfezione (art. 13010)
- vasca in acciaio (art. 13012)

DATI TECNICI

Multilivello	
Piano	Senza Trendelenburg
Tipo ruote	2 Ruote Girevoli + 2 Ruote Fisse piccole
Altezza min (cm)	51
Altezza max (cm)	96
Larghezza (cm)	62
Lunghezza (cm)	198
Peso (kg)	39
Portata (kg)	170
Misura	Adulti
Destinazione	Trasporto
Materiale	Acciaio inox

VEDI ANCHE



Icarus 13010

Barella multilivello con spondine

ACCESSORI



607/B

Cintura blu 2 pezzi con gancio in
plastica per barella
