




## 9050 Nilix


Tabla espinal amarillo basic con pins



### CARACTERISTICHE

Tabla espinal básica en material plástico de alta densidad, equipada con 8 PINS.  
Se suministra de serie con 3 cinturones.

### DATOS TÉCNICOS

Longitud (cm)	183
Anchura (cm)	40
Thickness (cm)	5
Capacidad de carga (kg)	150
Peso (kg)	6,5
Trauma	
Uso	Inmovilización
Material	HDPE (Polietileno de alta intensidad)

---

## ACCESORIOS

---



**Jelly 629**

Inmovilizador de cabeza estándar  
naranja para tabla espinal

---