



## 11010/LN Cormos

Aspirador de secreciones portátil con liner desechable



### CARATTERISTICHE

Aspirador de secreciones de uso médico suministrado de serie con botella autoclavable de 1000 ml para bolsas desechables LINER tipo Serres, bolso de color verde MeBer, cargador de batería de 12V, tubo de aspiración con sonda y soporte recargable 10G. Apto para servicios de emergencia. CORMOS trabaja directamente con los 12 voltios cc. del vehículo o con una batería interna con una autonomía de más de 45 minutos. CORMOS es silencioso y potente gracias al motor de 24 lt/min que garantiza una aspiración regulable, con un manómetro de control ubicado en la parte delantera del aspirador, por encima de 850 mbar. [Leer más] Fácilmente transportable gracias a las dimensiones particulares y compactas, al mango anatómico y a su peso de 4,6 kg. Caja fabricada en ABS/UL de alta resistencia a los golpes, dimensiones: 34x11x24 cm. **El aspirador de secreciones CORMOS ha sido fabricado de conformidad con las normas de producto ISO 10079-1, IEC 60601-1 y 3.0, homologación el de acuerdo con la Directiva 72/245/CEE, UNI EN 1789, IEC 60601-1-11. Clasificación según DDM 93/42/CEE: IIb**

### DATOS TÉCNICOS

Anchura (cm)	34
Altura (cm)	24
Profundidad (cm.)	11
Peso (kg)	4,6

### VER TAMBIÉN



**Cormos 11010/FA**  
Aspirador de secreciones portátil  
con botella autoclavable

---

## ACCESORIOS

---



**11025**

Bolsa desechable 1000 ml Serres (x 12 unidades)



**11024**

Bolsa desechable 1000 ml Serres (x 6 unidades)



**11034**

Cargador de batería para Cormos 2 polos



**11023**

Supporto da parete certificato 10g con sistema di ricarica integrato per CORMOS e CORMOS PLUS

---

## ACCESORIOS ESTÁNDAR

---



**11014**

Sonda rígida y tubo de aspiración para aspirador CORMOS Y CORMOS PLUS



**11016**

Estuche verde para aspirador