



## 11128/FA

---

Aspirador fijo para empotrar con botella autoclavable



---

### CARATTERISTICHE

- Aspirador de secreciones de uso médico para montaje fijo en vehículos de emergencia.
- Flujo de aspiración máximo 30lt/min.
- Potencia de aspiración máxima 800 mbar.
- Botellas autoclavables de 1000 ml con cartucho desechable (modelo LN)
- Botella autoclavable de 1000 ml con válvula de desbordamiento y filtro de protección insertado directamente en la tapa (modelo FA)
- Cable de conexión al vehículo de 12 voltios.
- Dimensiones de la placa: 9x8,5x6 profundidad.
- De conformidad con todas las normativas vigentes.

---

### VER TAMBIÉN



11128/LN

Aspirador fijo para empotrar con  
liner desechable

---