



## 7080/4RG Proof Mercury Lite

Barella autocaricante in alluminio ad altezza variabile certificata con 4 ruote girevoli



### CARATTERISTICHE

[Visita il sito Mercury](#)

Interamente realizzata in lega di alluminio, si differenzia dagli altri modelli della famiglia Mercury, costruiti in acciaio inox, per la sua leggerezza. È dotata di sistema multilivello mediante 2 pistoni a scorrimento meccanico su ogni asse. Mercury Lite è disponibile nella versione a 4 ruote girevoli che conferisce alla barella estrema manovrabilità. Ideale per gli spazi stretti ed angusti. Con l'azionamento di un semplice meccanismo si sbloccano le ruote anteriori o si riportano nella configurazione originale a ruote fisse. I pianali in alluminio sono resistenti, durevoli e perfettamente sanificabili. Il fissaggio della barella, a bordo del mezzo di soccorso, avviene tramite il sistema di bloccaggio certificato UNI EN 1789 Art. 955 Proof (vedi "[Sistemi di fissaggio](#)"). Viene fornita completa di materasso e cinture.

#### Caratteristiche:

Comandi ergonomici per operazioni di caricamento sul mezzo di soccorso e per regolazioni configurazioni

Schienale regolabile in lega di alluminio con molla a gas bloccabile per inclinazioni 0°-75°

Spondine laterali da 600 mm completamente ribaltabili

N. 2 ruote anteriori fisse Ø 200 mm con freni

N. 2 ruote posteriori girevoli a 360° Ø 200 mm autocentranti

N. 2 ruote di carico Ø 150 mm

Leve di sblocco per le ruote girevoli anteriori

Completa di materasso Art. 7013, n. 2 cinture Art. 608-A/MEB o 608-N/MEB e n. 1 cintura Art. 612/AN-2/MEB o Art. 612/N-2/MEB.



Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati di sicurezza europei UNI EN 1865 - UNI EN 1789.

\*le immagini sono a solo scopo illustrativo.

---

## DATI TECNICI

---

Certificazione 10G	
Materiale	Alluminio verniciato
Multilivello	
Piano	Con Trendelenburg
Altezza intermedia (cm)	72
Altezza max (cm)	95
Altezza massima di carico (cm)	66
Altezza minima di carico (cm)	64
Altezza piegata (cm)	31
Larghezza (cm)	57
Lunghezza (cm)	197
Lungh. con carrello abbassato (cm)	165
Peso (kg)	40
Portata (kg)	250
Tipologia	Barella autocaricante
Tipo ruote	4 Ruote Girevoli Grandi
Destinazione	Trasporto
Misura	Adulti

---

## IMMAGINI

---



---

VEDI ANCHE

---



**Mercury 7070/4RG PROOF**  
Barella autocaricante inox ad  
altezza variabile certificata con 4  
ruote girevoli



**Mercury Lite 7082/4RG Proof**  
Barella autocaricante in alluminio  
ad altezza variabile certificata con 4  
ruote girevoli versione alta



**Mercury 7072/4RG PROOF**  
Barella autocaricante inox ad  
altezza variabile certificata con 4  
ruote girevoli versione alta



**Mercury Cinque 7075/4RG PROOF**  
Barella autocaricante inox a 5  
posizioni certificata EN1865 con 4  
ruote girevoli



**Mercury Cinque 7077/4RG PROOF**  
Barella autocaricante inox a 5  
posizioni certificata EN1865 con 4  
ruote girevoli- versione alta



**Mercury EL 7092 PROOF**  
Barella autocaricante certificata



**Mercury EL 7094 PROOF**  
Barella autocaricante certificata  
versione alta

---

## ACCESSORI



**12080**

"MBP" piano bariatrico largo per barelle autocaricanti FROG MERCURY e GECKO completo di cinture con arrotolatore e fissaggi barella



**12080-001**

Kit montaggio piano bariatrico per barelle autocaricanti



**12128**

Sistema allungabile per poggiatesta barella MeberX e Mercury



**12154**

Sistema di contenimento Bear Pods per obesi per barelle autocaricanti



**12018N**

Asta portafebo telescopica per barelle autocaricanti



**955 PROOF**

Sistema di fissaggio EN 1789 per barelle autocaricanti Proof



**12070/BG**

"COVER OX 2-3 BG"- Portabombola professionale per bombole da litro 2 e 3



**12070/BR**

"COVER OX 2-3 BR"- Portabombola professionale per bombole da litro 2 e 3



**7014/A**

Materasso 4 pz. in Skay ignifugo elettrosaldato



**12100/N**

Cuscino elettrosaldato sagomato nero con logo MeBer per materasso elettrosaldato



**12106**

AIR-COM Materasso antidecubito per barelle a segmenti alterni



**939**

Piano portastrumenti per barelle



**938**

Portabombola Oximeb



**12084-001**

Custodia per ali bariatriche



**12170**

Materasso di colore nero per ala bariatrica dx per barelle autocaricanti



**12172**

Materasso di colore nero per ala bariatrica sx per barelle autocaricanti



**707**

Telo di trasferimento salvamaterasso a 6 maniglie



**608/A-MEB**

Cintura 2 pz. con gancio in metallo e nastro MeBer arancio (L. 155 cm)



**608/N-MEB**

Cintura 2 pz. con gancio in metallo e nastro MeBer nero (L. 155 cm)



**612/AN-2/MEB**

Cintura toracica regolabile arancio/nera con aggancio a 4 punti e nastro MeBer per barelle autocaricanti e sedie





**612/N-2/MEB**

Cintura toracica regolabile nera con aggancio a 4 punti e nastro MeBer per barelle autocaricanti e sedie

**12025**

Tasca portaoggetti multiuso nera per barelle autocaricanti



**12072/BG**

"COVER OX 5 BC"- Portabombola professionale per bombole da lt 5



**12072/BR**

"COVER OX 5 BR"- Portabombola professionale per bombole da lt 5



**12200**

Set ali bariatriche dx e sx per barelle autocaricanti Mercury completo di materassi, cinture con arrotolatore e kit fissaggio alla barella

## ACCESSORI DI SERIE



**7013/N**

Materasso 3 pz. in Skay ignifugo elettrosaldato



**608/N-MEB**

Cintura 2 pz. con gancio in metallo e nastro MeBer nero (L. 155 cm)



**612/N-2/MEB**

Cintura toracica regolabile nera con aggancio a 4 punti e nastro MeBer per barelle autocaricanti e sedie



**12025**

Tasca portaoggetti multiuso nera per barelle autocaricanti