



7080/4RG Proof Mercury Lite

Barella autocaricante in alluminio ad altezza variabile certificata con 4 ruote girevoli



CARATTERISTICHE

[Visita il sito Mercury](#)

Interamente realizzata in lega di alluminio, si differenzia dagli altri modelli della famiglia Mercury, costruiti in acciaio inox, per la sua leggerezza. È dotata di sistema multilivello mediante 2 pistoni a scorrimento meccanico su ogni asse. Mercury Lite è disponibile nella versione a 4 ruote girevoli che conferisce alla barella estrema manovrabilità. Ideale per gli spazi stretti ed angusti. Con l'azionamento di un semplice meccanismo si sbloccano le ruote anteriori o si riportano nella configurazione originale a ruote fisse. I pianali in alluminio sono resistenti, durevoli e perfettamente sanificabili. Il fissaggio della barella, a bordo del mezzo di soccorso, avviene tramite il sistema di bloccaggio certificato UNI EN 1789 Art. 955 Proof (vedi "[Sistemi di fissaggio](#)"). Viene fornita completa di materasso e cinture.

Caratteristiche:

Comandi ergonomici per operazioni di caricamento sul mezzo di soccorso e per regolazioni configurazioni

Schienale regolabile in lega di alluminio con molla a gas bloccabile per inclinazioni 0°-75°

Spondine laterali da 600 mm completamente ribaltabili

N. 2 ruote anteriori fisse Ø 200 mm con freni

N. 2 ruote posteriori girevoli a 360° Ø 200 mm autocentranti

N. 2 ruote di carico Ø 150 mm

Leve di sblocco per le ruote girevoli anteriori


Completa di materasso Art. 7013, n. 2 cinture Art. 608-A/MEB o 608-N/MEB e n. 1 cintura Art. 612/AN-2/MEB o Art. 612/N-2/MEB.



Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati di sicurezza europei UNI EN 1865 - UNI EN 1789.

*le immagini sono a solo scopo illustrativo.

DATI TECNICI

Certificazione 10G	
Materiale	Alluminio verniciato
Multilivello	
Piano	Con Trendelenburg
Altezza intermedia (cm)	72
Altezza max (cm)	95
Altezza massima di carico (cm)	66
Altezza minima di carico (cm)	64
Altezza piegata (cm)	31
Larghezza (cm)	57
Lunghezza (cm)	197
Lungh. con carrello abbassato (cm)	165
Peso (kg)	40
Portata (kg)	250
Tipologia	Barella autocaricante
Tipo ruote	4 Ruote Girevoli Grandi
Destinazione	Trasporto
Misura	Adulti

IMMAGINI



VEDI ANCHE



Mercury 7070/4RG PROOF
Barella autocaricante inox ad
altezza variabile certificata con 4
ruote girevoli



Mercury Lite 7082/4RG Proof
Barella autocaricante in alluminio
ad altezza variabile certificata con 4
ruote girevoli versione alta



Mercury 7072/4RG PROOF
Barella autocaricante inox ad
altezza variabile certificata con 4
ruote girevoli versione alta



Mercury Cinque 7075/4RG PROOF
Barella autocaricante inox a 5
posizioni certificata EN1865 con 4
ruote girevoli



Mercury Cinque 7077/4RG PROOF
Barella autocaricante inox a 5
posizioni certificata EN1865 con 4
ruote girevoli- versione alta



Mercury EL 7092 PROOF
Barella autocaricante certificata



Mercury EL 7094 PROOF
Barella autocaricante certificata
versione alta

ACCESSORI



12080

"MBP" piano bariatrico largo per barelle autocaricanti FROG MERCURY e GECKO completo di cinture con arrotolatore e fissaggi barella



12080-001

Kit montaggio piano bariatrico per barelle autocaricanti



12128

Sistema allungabile per poggiatesta barella MeberX e Mercury



12154

Sistema di contenimento Bear Pods per obesi per barelle autocaricanti



12018N

Asta portafebo telescopica per barelle autocaricanti



955 PROOF

Sistema di fissaggio EN 1789 per barelle autocaricanti Proof



12070/BG

"COVER OX 2-3 BG"- Portabombola professionale per bombole da lt 2 e 3



12070/BR

"COVER OX 2-3 BR"- Portabombola professionale per bombole da lt 2 e 3



7014/A

Materasso 4 pz. in Skay ignifugo elettrosaldato



12100/N

Cuscino elettrosaldato sagomato nero con logo MeBer per materasso elettrosaldato



12106

AIR-COM Materasso antidecubito per barelle a segmenti alterni



939

Piano portastrumenti per barelle



938

Portabombola Oximeb



12084-001

Custodia per ali bariatriche



12170

Materasso di colore nero per ala bariatrica dx per barelle autocaricanti



12172

Materasso di colore nero per ala bariatrica sx per barelle autocaricanti



707

Telo di trasferimento salvamaterasso a 6 maniglie



608/A-MEB

Cintura 2 pz. con gancio in metallo e nastro MeBer arancio (L. 155 cm)



608/N-MEB

Cintura 2 pz. con gancio in metallo e nastro MeBer nero (L. 155 cm)



612/AN-2/MEB

Cintura toracica regolabile arancio/nera con aggancio a 4 punti e nastro MeBer per barelle autocaricanti e sedie





612/N-2/MEB

Cintura toracica regolabile nera con aggancio a 4 punti e nastro MeBer per barelle autocaricanti e sedie

12025
Tasca portaoggetti multiuso nera per barelle autocaricanti



12072/BG

"COVER OX 5 BC"- Portabombola professionale per bombole da 5



12072/BR

"COVER OX 5 BR"- Portabombola professionale per bombole da 5



12200

Set ali bariatriche dx e sx per barelle autocaricanti Mercury completo di materassi, cinture con arrotolatore e kit fissaggio alla barella

ACCESSORI DI SERIE



7013/N

Materasso 3 pz. in Skay ignifugo elettrosaldato



608/N-MEB

Cintura 2 pz. con gancio in metallo e nastro MeBer nero (L. 155 cm)



612/N-2/MEB

Cintura toracica regolabile nera con aggancio a 4 punti e nastro MeBer per barelle autocaricanti e sedie



12025

Tasca portaoggetti multiuso nera per barelle autocaricanti