



7082/4RG Proof Mercury Lite

Barella autocaricante in alluminio ad altezza variabile certificata con 4 ruote girevoli versione alta



CARATTERISTICHE

[Visita il sito Mercury](#)

“Mercury Lite” è disponibile nella versione a 4 ruote girevoli che conferisce alla barella estrema manovrabilità. Ideale per gli spazi stretti ed angusti. Con l'azionamento di un semplice meccanismo si sbloccano le ruote anteriori o si riportano nella configurazione originale a ruote fisse. Il fissaggio della barella, a bordo del mezzo di soccorso, avviene tramite il sistema di bloccaggio certificato UNI EN 1789 Art. 955 Proof (vedi “[Sistemi di fissaggio](#)”). Viene fornita completa di materasso e cinture.



Questa versione, pur garantendo tutte le caratteristiche del modello 7080/4RG Proof, permette in più il caricamento su ambulanze con altezza di carico maggiorata.



Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati di sicurezza europei UNI EN 1865 - UNI EN 1789.

*Le immagini sono a solo scopo illustrativo.

DATI TECNICI

Certificazione 10G	
Materiale	Alluminio verniciato
Multilivello	
Piano	Con Trendelenburg
Altezza intermedia (cm)	75
Altezza max (cm)	99
Altezza massima di carico (cm)	71
Altezza minima di carico (cm)	69
Altezza piegata (cm)	31
Larghezza (cm)	57
Lunghezza (cm)	197
Lungh. con carrello abbassato (cm)	165
Peso (kg)	40,5
Portata (kg)	250

IMMAGINI



VEDI ANCHE



Mercury Lite 7080/4RG Proof
Barella autocaricante in alluminio
ad altezza variabile certificata con 4
ruote girevoli



Mercury 7070/4RG PROOF
Barella autocaricante inox ad
altezza variabile certificata con 4
ruote girevoli



Mercury EL 7092 PROOF
Barella autocaricante certificata



Mercury EL 7094 PROOF
Barella autocaricante certificata
versione alta

ACCESSORI



12072/BG
"COVER OX 5 BG"- Portabombola
professionale per bombole da lt 5



12106
AIR-COM Materasso antidecubito
per barelle a segmenti alterni



707
Telo di trasferimento
salvamaterasso a 6 maniglie



938
Portabombola Oximeb



12084-001
Custodia per ali bariatriche



12170
Materasso di colore nero per ala
bariatrica dx per barelle
autocaricanti



12172
Materasso di colore nero per ala
bariatrica sx per barelle
autocaricanti



7014/A
Materasso 4 pz. in Skay ignifugo
elettrosaldato



12100/N
Cuscino elettrosaldato sagomato
nero con logo MeBer per materasso
elettrosaldato



955 PROOF
Sistema di fissaggio EN 1789 per
barelle autocaricanti Proof



608/A-MEB
Cintura 2 pz. con gancio in metallo
e nastro MeBer arancio (L. 155 cm)



608/N-MEB
Cintura 2 pz. con gancio in metallo
e nastro MeBer nero (L. 155 cm)



612/AN-2/MEB
Cintura toracica regolabile
arancio/nera con aggancio a 4
punti e nastro MeBer per barelle
autocaricanti e sedie



612/N-2/MEB
Cintura toracica regolabile nera con
aggancio a 4 punti e nastro MeBer
per barelle autocaricanti e sedie



12025
Tasca portaoggetti multiuso nera
per barelle autocaricanti



12080
"MBP" pianale bariatrico largo per
barelle autocaricanti FROG
MERCURY e GECKO completo di
cinture con arrotolatore e fissaggi
barella



12080-001
Kit montaggio piano bariatrico per
barelle autocaricanti



12154
Sistema di contenimento Bear
Pods per obesi per barelle
autocaricanti



12018N
Asta portaflebo telescopica per
barelle autocaricanti



939
Piano portastrumenti per barelle



12128
Sistema allungabile per poggiatesta barella MeberX e Mercury



12070/BG
"COVER OX 2-3 BG"- Portabombola professionale per bombole da 2 e 3



12070/BR
"COVER OX 2-3 BR"- Portabombola professionale per bombole da 2 e 3



12072/BR
"COVER OX 5 BR"- Portabombola professionale per bombole da 5



12200
Set ali bariatriche dx e sx per barelle autocaricanti Mercury completo di materassi, cinture con arrotolatore e kit fissaggio alla barella

ACCESSORI DI SERIE



12025
Tasca portaoggetti multiuso nera per barelle autocaricanti



7013/N
Materasso 3 pz. in Skay ignifugo elettrosaldato



612/N-2/MEB
Cintura toracica regolabile nera con aggancio a 4 punti e nastro MeBer per barelle autocaricanti e sedie



608/N-MEB
Cintura 2 pz. con gancio in metallo e nastro MeBer nero (L. 155 cm)