



9216 Gemini

Set collarines cervicales 6 unids, con estuche



CARATTERISTICHE

El collarín cervical GEMINI es un instrumento altamente profesional e indispensable para el operador de rescate. Consta de 2 piezas, se posiciona en la parte frontal y posterior del cuello, lo que permite una inmovilización perfecta de la columna cervical, Equipado con un orificio central para realizar una eventual traqueotomía, es fácil de aplicar y ajustar gracias a los cierres de velcro. Fabricado en polietileno estampado a color para distinguir los diversos tamaños con revestimiento en E.V.A. lavable fijado con remaches de plástico. Disponible en 6 tamaños diferentes.

DATOS TÉCNICOS

Trauma



IMÁGENES



VER TAMBIÉN



Gemini 9200
Collarín cervical rígido 2 unids.
tamaño INFANT



Gemini 9202
Collarín cervical rígido 2 unids.
tamaño PEDIATRIC



Gemini 9204
Collarín cervical rígido 2 unids.
tamaño NECKLESS



Gemini 9206
Collarín cervical rígido 2 unids.
tamaño SHORT



Gemini 9208
Collarín cervical rígido 2 unids.
tamaño REGULAR



Gemini 9210
Collarín cervical rígido 2 unids.
tamaño TALL
