



## 9214 Gemini

Set collarines cervicales 4 unids. con estuche Art. 9204 - 9206 - 9208 - 9210



### CARACTERÍSTICAS

El collarín cervical GEMINI es un instrumento altamente profesional e indispensable para el operador de rescate. Consta de 2 piezas, se posiciona en la parte frontal y posterior del cuello, lo que permite una inmovilización perfecta de la columna cervical, Equipado con un orificio central para realizar una eventual traqueotomía, es fácil de aplicar y ajustar gracias a los cierres de velcro. [Leer más] Fabricado en polietileno estampado a color para distinguir los diversos tamaños con revestimiento en E.V.A. lavable fijado con remaches de plástico. Disponible en 6 tamaños diferentes.

Art. 9204 - 9206 - 9208 - 9210

### DATOS TÉCNICOS

Trauma



### VER TAMBIÉN



**Gemini 9204**  
Collarín cervical rígido 2 unids.  
tamaño NECKLESS



**Gemini 9206**  
Collarín cervical rígido 2 unids.  
tamaño SHORT



**Gemini 9208**  
Collarín cervical rígido 2 unids.  
tamaño REGULAR



**Gemini 9210**  
Collarín cervical rígido 2 unids.  
tamaño TALL