



9213 Gemini

Set collarines cervicales 3 unids. con estuche Art. 9204 - 9206 - 9208



CARACTERÍSTICAS

El collarín cervical GEMINI es un instrumento altamente profesional e indispensable para el operador de rescate. Consta de 2 piezas, se posiciona en la parte frontal y posterior del cuello, lo que permite una inmovilización perfecta de la columna cervical, Equipado con un orificio central para realizar una eventual traqueotomía, es fácil de aplicar y ajustar gracias a los cierres de velcro. [Leer más] Fabricado en polietileno estampado a color para distinguir los diversos tamaños con revestimiento en E.V.A. lavable fijado con remaches de plástico. Disponible en 6 tamaños diferentes.

Art. 9204 - 9206 - 9208

DATOS TÉCNICOS

Trauma



VER TAMBIÉN



Gemini 9204
Collarín cervical rígido 2 unids.
tamaño NECKLESS



Gemini 9206
Collarín cervical rígido 2 unids.
tamaño SHORT



Gemini 9208
Collarín cervical rígido 2 unids.
tamaño REGULAR