



9206 Gemini


Collarín cervical rígido 2 unids. tamaño SHORT



CARATTERISTICHE

El collarín cervical GEMINI es un instrumento altamente profesional e indispensable para el operador de rescate. Consta de 2 piezas, se posiciona en la parte frontal y posterior del cuello, lo que permite una inmovilización perfecta de la columna cervical, Equipado con un orificio central para realizar una eventual traqueotomía, es fácil de aplicar y ajustar gracias a los cierres de velcro. [Leer más] Fabricado en polietileno estampado a color para distinguir los diversos tamaños con revestimiento en E.V.A. lavable fijado con remaches de plástico. Disponible en 6 tamaños diferentes.

DATOS TÉCNICOS

Trauma	
Max length (cm)	29
Longitud (cm)	28
Altura (cm)	15
Altura máxima (cm)	19

VER TAMBIÉN



Gemini 9213

Set collarines cervicales 3 unids. con estuche Art. 9204 - 9206 - 9208



Gemini 9214

Set collarines cervicales 4 unids. con estuche Art. 9204 - 9206 - 9208 - 9210



Gemini 9216

Set collarines cervicales 6 unids. con estuche