



## 9236 Artis

Set collarines cervicales 6 unids. con estuche



### CARATTERISTICHE

Collarín cervical rígido de 1 pieza fabricado en polietileno estampado de color para distinguir los diversos tamaños cubiertos con E.V.A. lavable fijado con remaches de plástico. Equipado con cierres de velcro ajustables y provisto de orificio central para eventual traqueotomía. Disponible en 6 diferentes tamaños.

### DATOS TÉCNICOS

Trauma



### VER TAMBIÉN



**Artis 9220**  
Collarín cervical rígido 1 unid.  
tamaño INFANT



**Artis 9222**  
Collarín cervical rígido 1 unid.  
tamaño PEDIATRIC



**Artis 9224**  
Collarín cervical rígido 1 unid.  
tamaño NECKLESS



**Artis 9226**  
Collarín cervical rígido 1 unid.  
tamaño SHORT



**Artis 9228**  
Collarín cervical rígido 1 unid.  
tamaño REGULAR



**Artis 9230**  
Collarín cervical rígido 1 unid.  
tamaño TALL