



9234 ARTIS

Set collari cervicali 4 pz con custodia

Art. 9220 - 9224 - 9226 - 9228



CARATTERISTICHE

Collare cervicale rigido ad 1 pz realizzato in polietilene stampato colorato per contraddistinguere le varie misure e rivestimento interno in E.V.A. lavabile fissato con rivetti in plastica. Dotato di chiusure regolabili a strappo è provvisto di foro centrale per la tracheotomia. Disponibile in 6 diverse misure.

ART. 9220 - 9224 - 9226 - 9228

HAUPTEIGENSCHAFTEN

Trauma



SIEHE AUCH



ARTIS 9220
Collare cervicale rigido 1 pz. mis.
INFANT



Artis 9224
Collare cervicale rigido 1 pz. mis.
NECKLESS



Artis 9226
Collare cervicale rigido 1 pz. mis.
SHORT



Artis 9228
Collare cervicale rigido 1 pz. mis.
REGULAR