



## 9220 Artis

Collarín cervical rígido 1 unid. tamaño INFANT



### CARACTERÍSTICHE

Collarín cervical rígido de 1 pieza fabricado en polietileno estampado de color para distinguir los diversos tamaños cubiertos con E.V.A. lavable fijado con remaches de plástico. Equipado con cierres de velcro ajustables y provisto de orificio central para eventual traqueotomía. Disponible en 6 diferentes tamaños.

### DATOS TÉCNICOS

Trauma	
Pediatric	

### VER TAMBIÉN



#### Artis 9234

Set collarines cervicales 4 unids.  
con estuche Art. 9220 - 9224 - 9226 -  
9228



#### Artis 9236

Set collarines cervicales 6 unids.  
con estuche