



9222 Artis

Collarín cervical rígido 1 unid. tamaño PEDIATRIC



CARATTERISTICHE

Collarín cervical rígido de 1 pieza fabricado en polietileno estampado de color para distinguir los diversos tamaños cubiertos con E.V.A. lavable fijado con remaches de plástico. Equipado con cierres de velcro ajustables y provisto de orificio central para eventual traqueotomía. Disponible en 6 diferentes tamaños.

DATOS TÉCNICOS

| | |
|-----------|--|
| Trauma | |
| Pediatric | |

VER TAMBIÉN



Artis 9234
Set collarines cervicales 4 unids.
con estuche Art. 9220 - 9224 - 9226 -
9228



Artis 9236
Set collarines cervicales 6 unids.
con estuche