



## 9226 Artis

Collarín cervical rígido 1 unid. tamaño SHORT



### CARACTERÍSTICAS

Collarín cervical rígido de 1 pieza fabricado en polietileno estampado de color para distinguir los diversos tamaños cubiertos con E.V.A. lavable fijado con remaches de plástico. Equipado con cierres de velcro ajustables y provisto de orificio central para eventual traqueotomía. Disponible en 6 diferentes tamaños.

### DATOS TÉCNICOS

Trauma



### VER TAMBIÉN



#### Artis 9233

Set collarines cervicales 3 unids. con estuche Art. 9224 - 9226 - 9228



#### Artis 9234

Set collarines cervicales 4 unids. con estuche Art. 9220 - 9224 - 9226 - 9228



#### Artis 9234

Set collarines cervicales 4 unids. con estuche Art. 9220 - 9224 - 9226 - 9228



#### Artis 9236

Set collarines cervicales 6 unids. con estuche