



9230 Artis

Collarín cervical rígido 1 unid. tamaño TALL



CARACTERÍSTICHE

Collarín cervical rígido de 1 pieza fabricado en polietileno estampado de color para distinguir los diversos tamaños cubiertos con E.V.A. lavable fijado con remaches de plástico. Equipado con cierres de velcro ajustables y provisto de orificio central para eventual traqueotomía. Disponible en 6 diferentes tamaños.

DATOS TÉCNICOS

Trauma



VER TAMBIÉN



Artis 9236
Set collarines cervicales 6 unids.
con estuche
