



9130 - Me.Ber. Baby Fix

Sistema di fissaggio con cinture a cinque punti per trasporto pediatrico




CARATTERISTICHE

Me.Ber. Baby Fix è un dispositivo di trasporto pediatrico universale, adattabile a qualsiasi modello di barella, tramite 6 cinghie di ancoraggio. Idoneo per neonati e bambini **fino a 130 cm e 35 kg**, consente un trasporto sicuro grazie al sistema di trattenuta a 5 punti. Fornito completo di custodia art. 12034. **Certificato UNI EN 1789.**

Lunghezza 74 x Larghezza testa 39 x Larghezza piedi 20 cm

HAUPTEIGENSCHAFTEN

Pediatric	
Länge (cm)	74
Breite (cm)	39
Gewicht (kg)	1,3
Anwendung	Transport

SIEHE AUCH



9128

Me.Ber. Vacuum Baby Fix

Materassino a depressione per
sistema di fissaggio con cinture per
trasporto pediatrico

ZUBEHÖRE



12034

Custodia rossa per "Baby Fix" e
"Vacuum Baby Fix"
