



630/N Maxima

Barella atraumatica a cucchiaio verniciata nera



CARATTERISTICHE

Mantenendo le stesse caratteristiche dell'Art.630, grazie alla speciale verniciatura (creata per resistere nel tempo) può contraddistinguere l'operatore che la utilizza o il distretto di appartenenza.



Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati di sicurezza europei UNI EN 1865 - UNI EN 1789.

- Efficace dispositivo di aggancio e sgancio per la divisione della barella.
- Lunghezza regolabile con bloccaggio automatico.
- Borsa con n. 3 cinture a sgancio rapido per l'immobilizzazione del paziente (603/MEB).
- Facile sistemazione in ambulanza in posizione ripiegata.
- Costruita interamente in alluminio robusto e leggero.
- A richiesta è disponibile la custodia per barella (Art. 630/CS).

DATI TECNICI

Misura	Adulti
Destinazione	Recupero
Altezza (cm)	7
Larghezza (cm)	42
Lunghezza (cm)	167
Lunghezza max (cm)	202
Lunghezza ripiegata (cm)	120
Spessore ripiegata (cm)	9
Peso (kg)	10
Portata (kg)	170
Certificazione 10G	
Materiale	Alluminio verniciato

VEDI ANCHE



Maxima 630
Barella atraumatica a cucchiaio
anodizzata grigia



Maxima 630/A
Barella atraumatica a cucchiaio
verniciata arancio



Maxima 630/B
Barella atraumatica a cucchiaio
verniciata blu



Maxima 630/N
Barella atraumatica a cucchiaio
verniciata nera



Maxima 630/N
Barella atraumatica a cucchiaio
verniciata nera



Maxima 631/G
Barella a cucchiaio con testa/tronco
ad 1 pz verniciata gialla



Maxima 631
Barella atraumatica a cucchiaio
anodizzata grigia con tronco/testa
ad 1 pz.

ACCESSORI



616
Sistema di fissaggio verticale
certificato per barella a cucchiaio



616/A
Sistema di fissaggio verticale alto
certificato per barella a cucchiaio



614
Sistema di fissaggio orizzontale
certificato per barella a cucchiaio



630/CS
Custodia per barella a cucchiaio



Double 624
Fermanapo per scoop



603/MEB
Busta in nylon con 3 Art. 607/Ameb