




9040 Galaxy-P


Tabla espinal amarilla con pins



CARACTERISTICHE

Tablas espinales con las mismas características que el "Galaxy" Art. 9010, 9012 e 9015, equipadas con 10 PINS de plástico útiles para la fijación rápida de sistemas de retención con mosquetones. Suministrada con 3 cinturones (605/MEB).

DATOS TÉCNICOS

Longitud (cm)	183
Anchura (cm)	41
Thickness (cm)	5
Capacidad de carga (kg)	150
Peso (kg)	5,8
Trauma	
Uso	Inmovilización
Material	ABS

ACCESORIOS



Jelly 629

Inmovilizador de cabeza estándar
naranja para tabla espinal



574

Bolsa azul con 3 cinturones Art. 572

ACCESORIOS ESTÁNDAR



605/MEB

Cinturón naranja de 1 pieza con
gancho de plástico de 50 mm y
cinta ME.BER.