



9128 - Me.Ber. Vacuum Baby Fix

Colchón de vacío para sistema de fijación con cinturones para transporte pediátrico.



CARATTERISTICHE

Me.Ber. Vacuum Baby Fix es un colchón de vacío que se puede combinar con el Art 9130. Extremadamente ligero y resistente, cinturones de seguridad y la perfecta envoltura del paciente otorga al colchón 9128 características únicas. **Certificado UNI EN 1789**, radiotransparente, no magnético.

Longitud 79 x Ancho 45 cm

DATOS TÉCNICOS

Trauma	<input checked="" type="checkbox"/>
Pediatric	<input checked="" type="checkbox"/>
Longitud (cm)	79
Anchura (cm)	45
Peso (kg)	0,75
Uso	Transporte

IMÁGENES



VER TAMBIÉN



9130

Me.Ber. Baby Fix

Sistemas de fijación con cinturones
de cinco puntos para transporte
pediátrico

ACCESORIOS



12034

Estuche rojo para "Baby Fix" y
"Vacuum Baby Fix"
