



## 853 Antares

Set collarines cervicales 3 unids. con estuche Art. 844 - 846 - 848



### CARACTERÍSTICAS

El collarín cervical ANTARES es un instrumento altamente profesional e indispensable para el operador de rescate. Consta de 2 piezas, se posiciona en la parte frontal y posterior del cuello, lo que permite una inmovilización perfecta de la columna cervical. Equipado con un orificio central para realizar una eventual traqueotomía, es fácil de aplicar y ajustar gracias a los cierres de velcro realizados en diferentes colores para distinguir los diferentes tamaños. Fabricado en polietileno transparente y revestimiento interno en E.V.A. lavable fijado con remaches de plástico. [Leer más] Disponible en 6 tamaños diferentes.  
Art. 844 - 846 - 848

### DATOS TÉCNICOS

Uso	Inmovilización
Trauma	

---

VER TAMBIÉN

---



**Sirius 874**  
Set collarines cervicales 4 unids.  
con estuche Art. 862 - 864 - 866 -  
868



**Sirius 876**  
Set collarines cervicales 6 unids.  
con estuche



**Antares 844**  
Collarín cervical rígido 2 unids. med.  
STOUT



**Antares 846**  
Collarín cervical rígido 2 unids.  
med. ESTÁNDAR



**Antares 848**  
Collarín cervical rígido 2 unids. med.  
MEDIUM

---