



873 Starrer hws-stützkragen-set 4 stk mit tasche Sirius 874

Starrer hws-stützkragen-set 4 stk mit tasche



CARATTERISTICHE

Der einteilige Stützkragen besteht aus durchsichtigem Polyäthylen mit Innenverkleidung aus waschbarem E.V.A., das mit Kunststoffnieten befestigt ist. Einstellbare Velcro-Klettverschlüsse in unterschiedlichen Farben, damit die verschiedenen Größen leicht erkannt werden können. Der Stützkragen ist mit einer zentralen Öffnung für eine eventuelle Tracheotomie versehen. In 6 verschiedenen Größen verfügbar.

HAUPTEIGENSCHAFTEN

Anwendung

Trauma

Immobilization



SIEHE AUCH



Sirius 876
Starrer hws-stützkragen-set 6 stk
mit tasche



Antares 856
„antares“ starrer hws-stützkragen-
set 6 stk mit tasche



854
„antares“ starrer hws-stützkragen-
set 4 stk mit tasche



Sirius 864
Starrer hws-stützkragen 2 stk
grösse stout



Sirius 866
Starrer hws-stützkragen 2 stk
grösse standard



Sirius 868
Starrer hws-stützkragen 2 stk
grösse medium
