



1354 1345

Notfalltasche leer



CARATTERISTICHE

Die Notfalltasche in Cordura 1000 wurde in Zusammenarbeit mit professionellen Rettern entwickelt. Kompakt aber mit großem Fassungsvermögen ist sie innen gefächert und ermöglicht eine individuelle Organisation des Inhaltes, um in optimaler Weise sämtliches Material für den Notfall zur Hand zu haben. Vier völlig gleiche Taschenfächer, 2 seitliche und ein vorderes und ein hinteres Fach mit Stützen und elastischer Halterung für die Aufnahme von Sanitätsmaterial. Zusätzlich verfügt sie noch über eine weitere abnehmbare Tasche mit durchsichtiger Front, durch die der Inhalt sichtbar ist. Komplet abziehbar und damit pflege- und reinigungsleicht für eine interne Desinfektion. Mit Handgriff, Trageschleufe oder als Rucksack tragbar. Abmessungen: 45x30x31 cm, Farbe: rot.

HAUPT-EIGENSCHAFTEN

Breite (cm)	44
Höhe (cm)	56
Tiefe (cm.)	26
Gewicht (kg)	4
Material	Nylon

IMAGES



SIEHE AUCH



1345
Notfalltasche leer



1345
Notfalltasche leer



Rescuemed 1343
Rettungsrucksack

ZUBEHÖRE



1345
Notfalltasche leer