



## 1478 1475

Sauerstoffflasche zu 7 l



### CARATTERISTICHE

Sauerstoffflaschen für die Sauerstoffbehandlung gemäß F.U.Normen, aus Stahl hergestellt, wiederbefüllbar und mit Zulassungsbescheinigung ausgestattet. . Sauerstoffflasche zu 0,5 l = 150 bar – 2,9 kg – 75 l im gasförmigen Zustand – H 370 mm – Durchm. 60 mm . Sauerstoffflasche zu 2 l = 150 bar – 4,1 kg – 300 l im gasförmigen Zustand – H 400 mm – Durchm. 120 mm . Sauerstoffflasche zu 5 l = 200 bar – 9,2 kg – 1000 l im gasförmigen Zustand – H 550 mm – Durchm. 140 mm . Sauerstoffflasche zu 7 l = 200 bar – 10,8 kg – 1400 l im gasförmigen Zustand – H 700 mm – Durchm. 140 mm

### HAUPT-EIGENSCHAFTEN

Höhe (cm)	95,5
Durchmesser	13,7

### IMAGES



---

SIEHE AUCH

---



**1468**  
Sauerstoffflasche zu 2 l



**1465**  
Sauerstoffflasche zu 0,5 l



**1475**  
Sauerstoffflasche zu 7 l

---