



7015

Materasso pieghevole in skay nero per pianale bariatrico MBP




CARATTERISTICHE

Materasso per pianale bariatrico MBP realizzato in poliuretano espanso e rivestito in skay nero ignifugo, impermeabile e antistrappo. È pieghevole in 2 parti per un facile stivaggio ed è dotato di 6 fasce in Velcro® per l'ancoraggio alla struttura del pianale.

Dimensioni: Lungh. x Largh. x Spessore: 173 x 96 x 5,5 (punto max 10) cm

*le immagini sono a solo scopo illustrativo.

HAUPTEIGENSCHAFTEN

Bariatrisch	
Länge (cm)	173
Breite (cm)	96
Dicke (cm)	5,5 10

IMAGES



SIEHE AUCH



12080-001

Kit montaggio piano bariatrico per
barelle autocaricanti

ZUBEHÖR VON



12080

"MBP" pianale bariatrico largo per
barelle autocaricanti FROG
MERCURY e GECKO completo di
cinture con arrotolatore e fissaggi
barella



Winner 910 PROOF

Fahrtrage mit roll-in-ladesystem -
zertifiziert
