



8534 B1 CLASSIC

Tensiómetro automático con brazalete adultos



CARATTERISTICHE

Dispositivo médico fácil de usar, preciso y confiable para medir la presión sanguínea en el brazo.

[Leer más]

Especificaciones técnicas

- Temperatura de ejercicio: 10 - 40 °C / 50 - 104 °F 15 - 95 % humedad relativa máxima
- Temperatura de almacenamiento: -20 - +55 °C / -4 - +131 °F 15 - 95 % humedad relativa máxima
- Peso: 251 g (con baterías)
- Dimensiones: 124 x 92 x 61 mm
- Procedimiento de medición: oscilométrico, correspondiente al método de Korotkoff: fase sistólica I, fase V diastólica
- Rango de medición: 20 - 280 mmHg – presión arterial, 40-200 latidos por minuto - pulsaciones
- Rango de presión de inflado del brazalete: 0 - 299 mmHg
- Resolución: 1 mmHg
- Precisión de presión estática: presión dentro de ± 3 mmHg
- Precisión de pulsaciones: $\pm 5\%$ del valor leído
- Memoria: almacena automáticamente los valores de las últimas 30 mediciones.
- Alimentación: 4 x baterías de 1,5 voltios; tipo AAA
- Referencia a los estándares: EN 1060-1/-3/-4; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-1
- Garantía: este dispositivo está cubierto por una garantía de 5 años a partir de la fecha de compra. La garantía es válida solo si presenta la tarjeta completa con el nombre del distribuidor, la fecha de compra y el recibo. El brazalete tiene una garantía funcional (hermeticidad de la presión de la cámara de aire) durante 2 años.

Accesorios

El dispositivo se suministra con pulseras de diferentes tamaños, en función de la circunferencia del brazo y también es posible utilizar los brazaletes preformados "Easy", que son fáciles de usar y cómodos. Pulsera 22-42 cm incluido. Para medir el brazalete para la circunferencia del brazo, consulte "Accesorios" al costado.

Dispositivo y cuidado del brazalete


Limpie el dispositivo solo con un paño suave y seco. Elimine cuidadosamente la suciedad del brazalete con un paño humedecido con agua y jabón.

Prueba de precisión

Es aconsejable someter el dispositivo a una prueba de verificación de precisión cada 2 años o después de un impacto mecánico (por ejemplo, caída); La prueba es realizada por el fabricante.

Dispositivo conforme con la directiva de productos médicos 93/42/EEC.

DATOS TÉCNICOS

Cardio	
Longitud (cm)	12,4
Anchura (cm)	9,2
Altura (cm)	6,1
Peso (kg)	0,251

ACCESORIOS



8534-001

Brazaletes pediátrico para medidor de presión arterial "B1 CLASSIC" - TALLA S 17-22 cm



8534-003

Brazaletes para obesos para medidor de presión arterial "B1 CLASSIC" - TALLA L-XL 32-52 cm

8536

Cable de alimentación de 220 V para medidor de presión arterial "AUTOMATIC BASIC"

ACCESORIOS ESTÁNDAR



8534-002

Brazaletes estándar para medidor de presión arterial "B1 CLASSIC" - TALLA M-L 22-42 cm
