



6200/V Maxima 6200

Schaufeltrage für Kinder



CARATTERISTICHE

Diese komplett aus Aluminium bestehende Trage kann in 2 Teile geöffnet werden und daher unter dem Patienten positioniert werden, ohne diesen zu bewegen. Die Trage wird mit 2 Gurten mit Schnellauslöser geliefert.

HAUPT-EIGENSCHAFTEN

Größe	Bambini
Anwendung	Rescue
Höhe (cm)	7
Breite (cm)	42
Länge (cm)	130
Gewicht (kg)	7,8
Tragfähigkeit (kg)	170

SIEHE AUCH



Maxima 6200
Schaufeltrage für Kinder



6300
Vakuummattze



6100
Zusammenklappbare lange trage



6150
Zusammenklappbare kurze trage
