



## 11022/FA Cormos Plus

Aspirador de secreciones portátil con botella autoclavable completo



### CARACTERÍSTICAS

Los aspiradores de secreciones de la línea CORMOS PLUS son dispositivos médicos simples y compactos que funcionan con baterías. Se diferencian de la línea CORMOS por la mayor potencia suministrada por un motor silencioso de doble pistón de más de 30 litros/ minuto. La aspiración se puede ajustar linealmente mediante un manómetro de control de 0 a 800 mbar. Se suministra con: bolsa de transporte verde MeBer, tarro autoclavable, soporte de pared recargable 10G, cargador de batería de 12V y 220V y tubo de aspiración con sonda.

Producto de conformidad con ISO 10079-1, IEC 60601-1 y 3.0, homologación e1 de acuerdo con la Directiva 72/245/CEE, UNI EN 1789, IEC 60601-1-11. Clasificación según DDM 93/42/CEE: IIb.

Dimensiones 35x12x24 cm / Peso 4,6 kg / Autonomía aprox. > 45 minutos

### DATOS TÉCNICOS

Anchura (cm)	35
Altura (cm)	24
Profundidad (cm.)	12
Peso (kg)	4,6

---

## VER TAMBIÉN

---



**Cormos Plus 11022/LN**  
Aspirador de secreciones portátil  
con tarro para bolsas desechable



**Cormos 11010/LN**  
Aspirador de secreciones portátil  
con liner desechable

---

## ACCESORIOS

---



**11025**  
Bolsa desechable 1000 ml Serres (x  
12 unidades)



**11024**  
Bolsa desechable 1000 ml Serres (x  
6 unidades)



**11026**  
Bolsa desechable 1000 ml Serres (x  
36 unidades)



**11012**  
Tarro de recogida autoclavable



**11028**  
Tarro de recogida autoclavable



**11029**  
Soporte de pared con función  
cargador de batería para  
aspiradores CORMOS PLUS



**11032**  
Estuche verde para aspirador  
CORMOS PLUS



**11034**  
Cargador de batería para Cormos 2  
polos



**11023**  
Supporto da parete certificato 10g  
con sistema di ricarica integrato per  
CORMOS e CORMOS PLUS

---

---

## ACCESORIOS ESTÁNDAR

---



**11014**

Sonda rígida y tubo de aspiración  
para aspirador CORMOS Y  
CORMOS PLUS



**11016**

Estuche verde para aspirador

---