



# 975

"Ergolift fixing system" - Sistema di fissaggio per sedia Extra Ergolift



#### **CARATTERISTICHE**

Dispositivo progettato per assicurare il fissaggio in ambulanza della sedia Extra Ergolift. Realizzato in acciaio inox, è resistente alla corrosione e facilmente sanificabile. L'innovativa configurazione monoblocco consente all'operatore di movimentare la sedia nelle fasi di bloccaggio e sbloccaggio in modo rapido e semplice. Il sistema di bloccaggio per la sedia Extra Ergolift è compatibile anche con le sedie Extra: 670/BR, 676, 678.

Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati europei UNI EN 1789.



## DATI TECNICI

Larghezza (cm)	58
Altezza (cm)	111
Profondità (cm.)	26
Peso (kg)	8

#### **IMMAGINI**



#### **VEDI ANCHE**



**960**"Extra fixing system" - sistema di fissaggio per sedia Extra

### ACCESSORIO DI



Extra 670/BR Sedia portantina scendiscale assistita con braccioli



Extra Lite Standard 676 Sedia portantina 4 ruote pieghevole con pedana e braccioli



**678 Extra Lite Basic** Sedia portantina pieghevole