



2402

Máscara de reanimación de silicona tamaño 2



CARATTERISTICHE

Mascarilla de reanimación y anestesia. El borde anatómico en silicona garantiza un ajuste facial perfecto, mientras el cuerpo, hecho de material transparente, permite observar constantemente el estado del paciente durante la aplicación. Conector estándar. **Esterilizable en autoclave, disponible en 6 diferentes medidas.**

VER TAMBIÉN



2400
Mascarilla de reanimación en
silicona med. 0



2401
Mascarilla de reanimación en
silicona med. 1



2405
Mascarilla de reanimación en
silicona med. 5



2403
Mascarilla de reanimación en
silicona med. 3



2404
Mascarilla de reanimación en
silicona med. 4
