



7300 MeBer-X

"MeBer-X" Barella multilivello completa di materasso e cinture



CARATTERISTICHE

La barella multilivello **MeBer-X**, con telaio ad "X", fa parte della nuova *White Line* ed è stata studiata per rendere semplici ed ergonomiche le operazioni di caricamento, scaricamento, sollevamento e abbassamento del paziente.

Caratteristica principale è, infatti, la regolazione a 9 altezze che facilita il trasbordo e la manovrabilità in qualsiasi condizione.

Costruita con una speciale lega di alluminio, la barella ha una capacità di carico fino a 320 kg, che garantisce massima sicurezza anche per il trasporto di pazienti bariatrici.

Completano le caratteristiche del prodotto:

- 4 ruote girevoli con diametro di 200 mm;
- piano letto in alluminio lavabile e sanificabile;
- regolazione schienale da 0° a 80°, bloccabile in qualsiasi posizione;
- configurazione Trendelenburg e Fowler;
- carrello di carico retrattile.

Da abbinare al supporto barella art. [19162](#) MTX-2-X.

DATI TECNICI

Peso (kg)	45,9
Lunghezza (cm)	166
Lunghezza max (cm)	197
Altezza min (cm)	40,5
Altezza max (cm)	123
Altezza minima di carico (cm)	0
Altezza massima di carico (cm)	85,5
Larghezza (cm)	60
Portata (kg)	320
Multilivello	

IMMAGINI



VEDI ANCHE



19162

MTX-2-X Supporto doppiovano
traslabile per barella Meber X

ACCESSORI



980
Kit gancio barella multilivello
"MEBER-X"



12018N
Asta portafebo telescopica per
barelle autocaricanti



12120
Porta oggetti nero per carrello
inferiore Meber-X



12122
Porta oggetti nero per carrello di
carico Meber-X



12128
Sistema allungabile per
poggiatesta barella MeberX e
Mercury



12154
Sistema di contenimento Bear
Pods per obesi per barelle
autocaricanti



612/AN-2/MEB
Cintura toracica regolabile
arancio/nera con aggancio a 4
punti e nastro MeBer per barelle
autocaricanti e sedie



612/N-2/MEB
Cintura toracica regolabile nera
con aggancio a 4 punti e nastro
MeBer per barelle autocaricanti e
sedie



608/A-MEB
Cintura 2 pz. con gancio in metallo
e nastro MeBer arancio (L. 155 cm)



608/N-MEB
Cintura 2 pz. con gancio in metallo
e nastro MeBer nero (L. 155 cm)



12100/N
Cuscino elettrosaldato sagomato
nero con logo MeBer per materasso
elettrosaldato



12019N
Asta portafebo telescopica per
barella X-Frame completa di
piastrina



935
Piano portastrumenti per barelle X-
frame e Meber Max

ACCESSORI DI SERIE



612/AN-2/MEB

Cintura toracica regolabile arancio/nera con aggancio a 4 punti e nastro MeBer per barelle autocaricanti e sedie



7002

Materasso 4 pz elettrosaldato nero



608/A-MEB

Cintura 2 pz. con gancio in metallo e nastro MeBer arancio (L. 155 cm)