



891/SG

Flake Basic colchón de vacío con cámaras independientes



CARACTERÍSTICHE

Flake Basic colchón de vacío con cámaras independientes 200x90 cm.
Inmovilización temporal del cuerpo para patologías compatibles y eventual traslado en idóneos dispositivos para el desplazamiento.

DATOS TÉCNICOS

Longitud (cm)	200
Anchura (cm)	90
Peso (kg)	6,2
Capacidad de carga (kg)	150
Trauma	
Tamaño	Adultos
Material	Poliéster recubierto PVC

VER TAMBIÉN



"Flake" 891
Colchón de vacío con cámaras independientes



Chesterfield 9114
Colchón de vacío con cámaras independientes con soldaduras centrales