



15180

Big Gurney



CARACTERISTICHE

Lona Gurney grande con 10 asas para levantar y transferir pacientes bariátricos desde el piso, la cama, la camilla o la mesa de operaciones.

Dimensiones: 152x87 cm

Capacidad: 280 kg

DATOS TÉCNICOS

Longitud (cm)	152
Anchura (cm)	87
Capacidad de carga (kg)	280

VER TAMBIÉN



15244
Scangliss plegable



1398
Lona absorbente y de traslado color
blanco/celeste cm. 220x100